

БЕКТОР

БЕСТ

КАТАЛОГ



Ноябрь 2019

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ НАБОРЫ

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

D-4903	Ханта-IgG-экспресс-БЕСТ	15
D-4905	Ханта-IgM-экспресс-БЕСТ	15
D-2606	Паротит-IgM-ИФА-БЕСТ	16
A-9130	Цистатин С-ИФА-БЕСТ	24

ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

D-4228	РеалБест ДНК Streptococcus agalactiae (комплект 1).....	36
D-4229	РеалБест ДНК Streptococcus agalactiae (комплект 2).....	36
D-5586	РеалБест ДНК Bordetella species/Bordetella pertussis/Bordetella bronchiseptica (комплект 1)	41
D-5587	РеалБест ДНК Bordetella species/Bordetella pertussis/Bordetella bronchiseptica (комплект 2)	41
D-5601	РеалБест ДНК Acinetobacter baumannii/Stenotrophomonas maltophilia (комплект 1).....	42
D-5602	РеалБест ДНК Acinetobacter baumannii/Stenotrophomonas maltophilia (комплект 2).....	42
D-5605	РеалБест ДНК Klebsiella pneumoniae/Pseudomonas aeruginosa (комплект 1).....	42
D-5606	РеалБест ДНК Klebsiella pneumoniae/Pseudomonas aeruginosa (комплект 2).....	42

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

B-9533	СРБ калибратор-Ново	64
B-9550	СРБ контроль-Ново.....	64
B-9551	АСО калибратор-Ново	63
B-9512	Антистрептолизин О-Ново (латекс) (вариант 2)	63
B-8259	Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (1)	54
B-8260	Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (2).....	54
B-8356	ЛВП-Холестерин-Ново-А (вариант 2)	54
B-8358	ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 2)	54
B-8044	ОЖСС-Ново	51
B-8377	Протеин-Ново бирагент (500).....	49
B-7412	Протеин-Ново бирагент (Таурис)	58
B-7312	Протеин-Ново бирагент (ВА400).....	60
B-8370	Цинк-Ново (50).....	54
B-8222	Контрольная моча-Ново (вариант 1)	61
B-8223	Контрольная моча-Ново (вариант 2)	61
B-8227	Мультикалибратор-Ф (1).....	61
B-8340	Лактат-Ново (100).....	52
B-8226	Калибратор КК/КК-МВ-Ново	52
B-8373	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново.....	53
B-7946	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Сапфир 400-24).....	57
B-7646	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Сапфир 400-36).....	57
B-7746	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Миура).....	56
B-7446	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Таурис)	59
B-7346	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (ВА400).....	61

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	5
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ	7
ВИЧ-инфекция.....	7
Вирусные гепатиты.....	7
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).....	10
TORCH и герпесвирусные инфекции.....	12
Микозы.....	14
Природно-очаговые и зоонозные инфекции.....	14
Вакциноуправляемые инфекции.....	16
Инфекции респираторного тракта.....	16
Туберкулез.....	17
Паразитарные инвазии.....	17
Желудочно-кишечные заболевания.....	18
Гормоны.....	19
Сахарный диабет.....	21
Беременность и ее мониторинг.....	21
Анемии.....	21
Опухолевые маркеры.....	22
Маркеры острой фазы.....	23
Тромбозы.....	23
Кардиомаркеры.....	24
Оценка функции почек.....	24
Аутоиммунные и системные заболевания.....	25
Гуморальный иммунный статус.....	26
Цитокины.....	26
Аллергодиагностика.....	27
КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИФА	29
Внутрилабораторный контроль качества ИФА.....	29
ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	31
Выделение нуклеиновых кислот.....	31
Гемотрансмиссивные инфекции.....	32
ВИЧ-инфекция.....	32
Вирусные гепатиты.....	33
Валидация забора биоматериала.....	34
Инфекции урогенитального тракта.....	35
Дисбиоз урогенитального тракта.....	35
Кандидоз.....	36
Наборы реагентов для мультиплексного анализа.....	37
Папилломавирусные инфекции.....	38
TORCH и герпесвирусные инфекции.....	39
Природно-очаговые инфекции.....	40
Желудочно-кишечные инфекции.....	41
Туберкулез.....	41
Респираторные инфекции.....	41
Нозокомиальные инфекции.....	42
Генетика.....	42
Ветеринария.....	44
Оборудование для ПЦР.....	48
КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ	49
Альбумин.....	49
α-Амилаза.....	49
Аминотрансферазы.....	49
Белок общий.....	49
Билирубин.....	50
Гамма-глутамилтрансфераза.....	50
Глюкоза.....	50
Железо.....	51
Калий.....	51
Кальций.....	51
Креатинин.....	51
Креатинкиназа.....	52

Лактат.....	52
Лактатдегидрогеназа.....	52
Липаза.....	52
Магний.....	52
Мочевая кислота.....	52
Мочевина.....	53
Триглицериды.....	53
Фосфатаза щелочная.....	53
Фосфор.....	53
Хлориды.....	53
Холестерин.....	53
Холинэстераза.....	54
Цинк.....	54
Наборы реагентов в картриджах для анализаторов «Миура».....	54
Наборы реагентов в картриджах для анализатора «Сапфир 400».....	56
Наборы реагентов в картриджах для анализатора «Таурус».....	58
Наборы реагентов в картриджах для анализатора «ВА400».....	59
Контрольные материалы.....	61
ГЕМАТОЛОГИЯ.....	63
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ.....	63
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ.....	63
Контрольные материалы.....	64
ПРИБОРЫ.....	65
Производство компании «Пикон» (Россия).....	65
Производство компании «Biosan» (Латвия).....	65
Производство компании «Техномедика» (Россия).....	65
Производство компании «Дупех» (США).....	65
Производство компании «I.S.E.S.R.L» (Италия).....	66
Производство компании «INSTRUMENTATION LABORATORY» (Италия).....	66
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	67
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	67
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ.....	68

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАШ АДРЕС:

Для писем:	630117, г. Новосибирск-117, а/я 492
Приемная:	Тел.: (383) 227-60-30 (многоканальный) 227-67-68 (многоканальный) 363-50-00 Факс: (383) 332-94-44 363-20-60 E-mail: common@vector-best.ru
Отдел сбыта:	Тел./факс: (383) 227-73-60, 332-37-58 332-37-10, 332-36-34 332-67-49, 332-67-52 E-mail: vbmarket@vector-best.ru
Отдел маркетинга:	Тел./факс: (383) 332-81-34 E-mail: vbmarket@vector-best.ru
ОБТК	Тел.: (383) 227-75-50 Тел./факс: (383) 363-13-46 E-mail: vbobtk@vector-best.ru
Internet:	http://www.vector-best.ru

НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ИНН: 5433104584; КПП: 543301001;
р/с 40702810244020101090 в Сибирском банке ПАО Сбербанк.
БИК 045004641; Корр. счет 30101810500000000641;
Код по ОКВЭД: 21.20.2; 72.11; Код по ОКПО: 23548172

ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ

принимается письменно (письмо, факс, электронная почта)

В заявке необходимо указать:

- номер по каталогу, наименование и количество продукции;
- полное наименование Вашей организации, почтовый адрес, телефон, факс;
- фамилию, имя, отчество лица, передавшего заказ.

Сроки поставки продукции оговариваются при подаче заявки и являются существенным условием поставки.

Продукция отгружается со склада в Новосибирске или любого нашего представительства. Доставка производится, как правило, авиатранспортом.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

<p>г. Москва «Вектор-Бест-Европа»</p>	<p>117485 г. Москва, а/я 50 (для писем) ул. Профсоюзная, д. 84/32, корп.1, 3 этаж, офис 301а Тел./факс: (495) 710-76-96 (многоканальный) Тел.: (800) 200-28-23 (бесплатный междугородний) E-mail: zakaz@zavlab.ru</p>	<p>г. Уфа «Вектор-Бест-Агидель»</p>	<p>450103, г. Уфа, ул. Мубарякова, д. 4, Тел./факс: (347) 246-23-34, 254-40-29, 254-29-61, E-mail: vbestagidel@vbufa.ru</p>
<p>г. Санкт-Петербург «Вектор-Бест-Балтика»</p>	<p>195265, г. Санкт-Петербург, а/я 50 Тел./факс: (812) 495-55-99 (многоканальный) E-mail: vbbalt@vbest.ru</p>	<p>г. Хабаровск «Вектор-Бест-Амур»</p>	<p>680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 203, оф. 225 Тел./факс: (4212) 335-946, 335-972 E-mail: vbamur@vb.khv.ru</p>
<p>г. Ростов-на-Дону «Вектор-Бест-Юг»</p>	<p>344111, г. Ростов-на-Дону Проспект 40-летия Победы, 75/3 Тел./факс: (863) 295-13-19 Тел.: (863) 295-15-61 E-mail: vectorzakaz@mail.ru</p>	<p>г. Нижний Новгород «Вектор-Бест-Волга»</p>	<p>603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 6 Тел./факс: (831) 270-48-53, 270-48-63, 270-48-62, 270-49-74, 223-30-22, 225-00-10 E-mail: vbvolga@vb-volga.ru</p>
<p>г. Екатеринбург «Вектор-Бест-Урал»</p>	<p>620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 75 Тел./факс: (343) 372-90-50, 372-90-60, 287-77-22, 287-77-33, 306-01-78, 306-01-89 Тел.: (343) 372-90-50 E-mail: info@vbural.com</p>	<p>г. Киев «Вектор-Бест-Украина»</p>	<p>Республика Украина, 02088, г. Киев, а/я 55 Тел./факс: (10 380 44) 338-04-04, 338-05-05 E-mail: vector@vbestua.com</p>

ДИСТРИБЬЮТОРЫ В СТРАНАХ СНГ

<p>Республика Азербайджан</p>	<p>г. Баку, «DNK Servis» MMC ул. Д. Джаббарлы, д. 24 Тел./факс: (10 994 12) 418-63-67, 596-11-55 E-mail: info@vector-best.az</p> <p>г. Баку, ООО «Лабсервис ЛТД» AZ1022, ул. С. Вургун, 123Д Тел.: (99412) 497-53-43, 497-22-88 Факс: (99412) 494-44-54 E-mail: marketing@labservis.com</p>	<p>Республика Кыргызстан</p> <p>г. Бишкек, ОсОО «UniHelp» пр-т Жибек-Жолу, 94 Тел./факс: (10-996-312) 362-582, 362-574 E-mail: eremina@unihelp.kg</p>
<p>Республика Армения</p>	<p>г. Ереван, ООО «РОМА» ул. Мамиконянц, 29/16 Тел./факс: (+374 60) 50-40-10 E-mail: romallc@mail.ru</p>	<p>Республика Молдова</p> <p>г. Кишинев, СП «Global Biomarketing Group – Moldova» Молдова 2001, ул. Тигина, д. 65, оф. 607 Тел.: (10-373-22) 54-73-73 Факс: 54-91-21 E-mail: gbg@mcc.md</p> <p>г. Кишинев, ООО «Midand Med & Co» Молдова 2028, ул. Спринченоае, 10/1, 34 Тел.: (10-373-22) 54-47-43 Тел./факс: 54-47-04 E-mail: midandmed@yandex.ru</p>
<p>Республика Беларусь</p>	<p>г. Минск, ООО «Биомедика» Тел.: (10-375-17) 259-60-53 Факс: 259-61-78 E-mail: info@biomedica.by</p>	<p>Республика Узбекистан</p> <p>г. Ташкент, ООО «Medbioline» ул. Шота Руставели, 65-а, Тел.: (10 998 71) 280-54-17 Тел./факс: 280-54-18 E-mail: rumani@yandex.ru</p>
<p>Республика Казахстан</p>	<p>г. Алматы, ТОО «Диамед» ул. Кармысова, 96 Тел.: (7272) 913-977, 913-660, 939-685 E-mail: lena_diamed@mail.ru</p> <p>г. Караганда, ПК «Витанова» ул. Ленина, стр. 71 Тел./факс: (7212) 90-93-59, 90-94-59 E-mail: info@vitanova.kz</p> <p>г. Усть-Каменогорск, ТОО «СВАРЗ» пр-т Абая, здание 181/41 тел.: (7232) 910-498, 910-497</p>	<p>Республика Таджикистан</p> <p>г. Душанбе, ООО «Душанбе ВБ» пр-т Рудаки, 10 Тел.: + 992 918 36 1236</p>

Мы надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество с Вами !

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

D-0134	ВИЧ-1 p24-антиген-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2009/06044 Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена p24 ВИЧ-1.	12×8
D-0138	ВЛК анти-ВИЧ-1 РУ № ФСР 2010/08719 Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1»	18 флаконов
D-0141	ВИЧ (-) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/446 Набор образцов сывороток крови, не содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека 1, 2 типов и антиген p24 ВИЧ-1.	16 образцов
D-0142	ВИЧ-1 АТ (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/451 Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 типа.	16 образцов
D-0143	ВИЧ-2 АТ (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН2013/452 Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 2 типа	8 образцов
D-0144	ВИЧ-1 p24-антиген(+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/445 Набор образцов сывороток крови, содержащих антиген p24 ВИЧ-1 в различных концентрациях.	6 образцов
D-0150	КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 3/авто)	24×8
D-0151	КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1)	24×8
D-0152	КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2) РУ № ФСР 2012/13835 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 ВИЧ-1 Срок годности – 12 месяцев.	12×8
D-0170	КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 3/авто)	24×8
D-0171	КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 1)	2×96
D-0173	КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 1/стрип)	24×8
D-0172	КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 2) РУ № ФСР 2012/13805 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов. Выявляет антитела к ВИЧ-1,2 всех классов. Срок годности – 18 месяцев.	12×8
D-0190	УниБест ВИЧ-1,2 АТ (комплект 3/авто)	24×8
D-0191	УниБест ВИЧ-1,2 АТ (комплект 1)	2×96
D-0193	УниБест ВИЧ-1,2 АТ (комплект 1/стрип)	24×8
D-0192	УниБест ВИЧ-1,2 АТ (комплект 2) РУ № ФСР 2012/13804 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1,2. Двухстадийный вариант. Срок годности – 18 месяцев.	12×8
D-0160	ЛИА-Блот ВИЧ-1,2 БЕСТ РУ № РЗН 2015/2524 Набор реагентов для подтверждения наличия антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом иммунного блоттинга.	24

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

ГЕПАТИТ А

D-0352	Вектоген А-IgM РУ № ФСР 2011/11653 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови.	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
D-0356	ВГА-антиген-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5795 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А.	12×8
D-0362 СС	Вектоген А-IgG РУ № ФСР 2012/14011 Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А.	12×8
ГЕПАТИТ В		
D-0542	HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 1/авто)	24×8
D-0543	HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 2)	2×96
D-0544	HBsAg-ИФА-БЕСТ (комплект 3) РУ № ФСР 2012/13925 Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В. Чувствительность 0,01 МЕ/мл (нг/мл). Срок годности – 12 месяцев.	12×8
D-0546	HBsAg-подтверждающий-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13920 Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия HBsAg вируса гепатита В. Чувствительность: 0,01 МЕ/мл (нг/мл). Срок годности – 12 месяцев.	6×8
D-0560	Вектоген В-HBs-антиген-авто (комплект 1)	24×8
D-0549	Вектоген В-HBs-антиген-авто (комплект 2/Чароит) РУ № РЗН 2015/2989 Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg для автоматических ИФА анализаторов.	12×8
D-0555	Вектоген В-HBs-антиген (комплект 1)	2×96
D-0557	Вектоген В-HBs-антиген (комплект 2)	24×8
D-0556	Вектоген В-HBs-антиген (комплект 3)	12×8
D-0559	Вектоген В-HBs-антиген (комплект 4) РУ № РЗН 2015/2887 Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл. Срок годности: 24 месяца	480
D-0558	Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 1)	6×8
D-0548	Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3676 Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл. Срок годности: 24 месяца. Для комплекта 2 дополнительно требуется набор для выявления HBsAg.	100
D-0582	Вектоген В-HBs-антиген-2 (комплект 1/авто)	24×8
D-0583	Вектоген В-HBs-антиген-2 (комплект 2)	2×96
D-0584	Вектоген В-HBs-антиген-2 (комплект 3) РУ № РЗН 2014/1433 Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (двухстадийная постановка). Чувствительность: 0,05 МЕ/мл (нг/мл). Срок годности 12 месяцев.	12×8
D-0586	Вектоген В-HBs-антиген-2 подтверждающий тест РУ № РЗН 2014/1585 Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения выявления HBsAg. Чувствительность – 0,05 МЕ/мл (нг/мл). Срок годности – 12 месяцев.	6×8
D-0545	HBsAg-ИФА-БЕСТ-количественный РУ № ФСР2012/13503 Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения HBs-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,05 МЕ/мл (нг/мл) Диапазон измерений: 0 – 10 МЕ/мл (нг/мл)	12×8
D-0562	ВектоHBsAg-антитела РУ № ФСР 2012/13922 Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови.	12×8

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
D-0564	ВектоНВсAg-IgM РУ № ФСР 2008/03327 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В.	12×8
D-0566	ВектоНВсAg-антитела РУ № РЗН 2017/5507 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В.	12×8
D-0574	Гепабест анти-НВс-IgG РУ № РЗН 2017/5606 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-0576	ВектоНВе-антиген РУ № РЗН 2015/2334 Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-0578	ВектоНВе-IgG РУ № РЗН 2017/5493 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к НВе-антигену вируса гепатита В.	12×8
D-0538	ВЛК НВсAg РУ № ФСР 2010/08717 Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая НВсAg»	24 флакона по 0,5 мл
D-0540	НВсAg-стандартная панель сывороток РУ № ФСР 2012/13718 Набор образцов сывороток крови, содержащих разные субтипы и мутантные формы НВсAg вируса гепатита В	24 образца по 1,0 мл
ГЕПАТИТ С		
D-0760	РекомбиБест анти-ВГС-IgM РУ № ФСР 2007/00610 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С.	12×8
D-0770	Бест анти-ВГС-авто (комплект 1)	24×8
D-0749	Бест анти-ВГС-авто (комплект 2/Чароит) РУ № РЗН 2015/2674 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов	12×8
D-0771	Бест анти-ВГС (комплект 1)	2×96
D-0772	Бест анти-ВГС (комплект 2)	12×8
D-0773	Бест анти-ВГС (комплект 3)	24×8
D-0775	Бест анти-ВГС (комплект 4) РУ № РЗН 2015/2352 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С	60×8
D-0774	Бест анти-ВГС-спектр РУ № ФСР 2012/13933 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов М и G к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5).	6×4
D-0776	Бест анти-ВГС-подтверждающий тест РУ № РЗН 2015/2895 Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С.	12×4
D-0777	ВГС АГ/АТ-ИФА-БЕСТ (комплект 1)	12×8
D-0778	ВГС АГ/АТ-ИФА-БЕСТ (комплект 2) РУ № ФСР 2010/09023 Наборы реагентов для иммуноферментного выявления core антигена вируса гепатита С и антител к ВГС.	24×8
D-0779	ВГС core-антиген-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1181 Набор реагентов для иммуноферментного выявления core-антигена вируса гепатита С.	12×8
D-0738	ВЛК анти-ВГС РУ № ФСР 2010/08718 Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С»	24 флакона по 0,5 мл

D-0740	Анти-ВГС контрольная панель сывороток РУ № РЗН 2013/585 Набор образцов сывороток крови, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С. Для внутривлабораторного контроля качества (оценки правильности) исследований на анти-ВГС.	6 образцов по 0,4 мл
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

D-0741	Анти-ВГС стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/587 Набор образцов сывороток крови, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С.	24 образца по 0,5 мл
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

ГЕПАТИТ D

D-0952	Вектоген D-IgM РУ № РЗН 2017/6142 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта.	12×8
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-0954	Вектоген D-антитела РУ № ФСР 2009/04979 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта.	12×8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ГЕПАТИТ E

D-1056	Вектоген E-IgG РУ № РЗН 2017/5869 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E.	12×8
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-1058	Вектоген E-IgM РУ № РЗН 2017/5870 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита E.	12×8
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)

СИФИЛИС

D-1851	РекомбиБест антипаллидум-IgG (комплект 1)	2×96
D-1852	РекомбиБест антипаллидум-IgG (комплект 2) РУ № ФСР 2007/00616 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к <i>Treponema pallidum</i> . Срок годности – 12 месяцев	12×8

D-1854	РекомбиБест антипаллидум – суммарные антитела (комплект 3/авто) (Для автоматических ИФА-анализаторов). РУ № ФСР 2007/00614 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i>	24×8
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-1855	РекомбиБест антипаллидум – суммарные антитела (комплект 1)	2×96
D-1856	РекомбиБест антипаллидум – суммарные антитела (комплект 2)	12×8
D-1857	РекомбиБест антипаллидум – суммарные антитела (комплект 3)	24×8
D-1875	РекомбиБест-антипаллидум – суммарные антитела (комплект 4) РУ № РЗН 2017/5931 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i>	480

D-1858	РекомбиБест антипаллидум-IgM РУ № ФСР 2007/01008 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgM к <i>Treponema pallidum</i>	12×8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-1860	Treponema pallidum-блот-БЕСТ РУ № РЗН 2015/2888 Набор реагентов для подтверждения наличия антител к <i>Treponema pallidum</i> методом иммунного блоттинга.	24
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

D-1810	ЛюмиБест антипаллидум (комплект 1)	100
D-1812	ЛюмиБест антипаллидум (комплект 2) РУ № ФСР 2012/13695 Набор реагентов для выявления антител к <i>Treponema pallidum</i> методом иммунофлюоресценции	80

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
D-1820	РПГА-БЕСТ антипаллидум РУ № ФСР 2008/03444 Набор реагентов для выявления антител к <i>Treponema pallidum</i> в реакции гемагглютинации.	100
D-1822	Антикардиолипин-РПР-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1086 Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом антител к кардиолипину в реакции преципитации.	400
D-1838	ВЛК-антипаллидум РУ № ФСР 2011/11911 Набор для внутрिलाбораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к <i>Treponema pallidum</i> ».	24 фл. по 0,2 мл
D-1840	Антипаллидум – контрольная панель сывороток РУ № ФСР 2009/05494 Набор образцов сывороток крови, содержащих и не содержащих антитела к <i>Treponema pallidum</i> .	8 образцов по 0,2 мл
ХЛАМИДИОЗ		
D-1964	ХламиБест C.trachomatis-IgG РУ № РЗН 2014/2202 Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к <i>Chlamydia trachomatis</i> .	12×8
D-1966	ХламиБест C. trachomatis-IgM РУ № ФСР 2008/02838 Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к <i>Chlamydia trachomatis</i> .	12×8
D-1968	ХламиБест C.trachomatis-IgA РУ № РЗН 2014/2186 Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A к <i>Chlamydia trachomatis</i> .	12×8
D-1972	ХламиБест cHSP60-IgG РУ № РЗН 2013/448 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белку теплового шока (HSP60) <i>Chlamydia trachomatis</i> .	12×8
D-1982	ХламиБест МOMP+Pgp3-IgG РУ № ФСР 2010/06881 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к главному белку наружной мембраны (МOMP) и плазмидному белку Pgp3 <i>Chlamydia trachomatis</i> .	12×8
ТРИХОМОНИАЗ		
D-2052	Trichomonas vaginalis-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/08480 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Trichomonas vaginalis</i> .	12×8
D-2058	Trichomonas vaginalis-IgA-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/08481 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к <i>Trichomonas vaginalis</i> .	12×8
УРЕАПЛАЗМОЗ		
D-2254	Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2009/05947 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ureaplasma urealyticum</i> .	12×8
D-2258	Ureaplasma urealyticum-IgA-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2009/05948 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам <i>Ureaplasma urealyticum</i> .	12×8
МИКОПЛАЗМОЗ		
D-4352	Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2009/05946 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> .	12×8

D-4358	<i>Mycoplasma hominis</i>-IgA-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2009/05945 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Mycoplasma hominis</i> .	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ТОРCH И ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ТОКСОПЛАЗМОЗ

D-1752	ВектоТоксо-IgG РУ № РЗН 2019/8625 Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> .	12×8
D-1754	ВектоТоксо-IgA РУ № ФСР 2012/14096 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-1756	ВектоТоксо-IgM РУ № РЗН 2019/8626 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> .	12×8
D-1760	Токсо-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6092 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> методом «захвата» в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-1762	ВектоТоксо-IgG-авидность РУ № ФСР 2012/14097 Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке (плазме) крови.	6×8
D-1764	ВектоТоксо-антитела РУ № РЗН 2013/1361 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке (плазме) крови.	12×8

КРАСНУХА

D-2552	ВектоРубелла-IgG РУ № РЗН 2017/5408 Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2554	ВектоРубелла-IgM РУ № РЗН 2013/1347 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2560	Рубелла-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1346 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи методом «захвата» в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2556	ВектоРубелла-IgG-Авидность РУ № РЗН 2014/1413 Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови.	6×8

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

D-1552	ВектоЦМВ-IgM РУ № ФСР 2012/13931 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-1554	ВектоЦМВ-IgG РУ № ФСР 2012/13834 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-1558	ВектоЦМВ-IgG-авидность РУ № РЗН 2014/2219 Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови.	6×8

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
D-1556	ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13930 Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-1557	ЦМВ-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6091 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу методом «захвата» в сыворотке (плазме) крови	12×8
D-1560	ЦМВ-IgG-блот-БЕСТ РУ № РЗН 2013/987 Набор реагентов для подтверждения наличия иммуноглобулинов G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови методом иммуноблоттинга.	20
D-1566	ВектоЦМВ-IEA-антитела РУ № РЗН 2015/2530 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к предраннему белку цитомегаловируса.	12×8
ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1 И 2 ТИПОВ		
D-2152	ВектоВПГ-1,2-IgG РУ № ФСР 2012/14012 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2154	ВектоВПГ-IgM РУ № РЗН 2014/2152 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2156	ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность РУ № РЗН 2013/447 Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови.	6×8
D-2158	ВектоВПГ-1-IgG РУ № РЗН 2016/4574 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 типа в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2180	ВектоВПГ-2-IgG РУ № РЗН 2016/4575 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2182	ВектоВПГ-2-IgG-авидность РУ № РЗН 2013/450 Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови.	6×8
D-2181	ВектоВПГ-2-IgM РУ № РЗН 2016/4606 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови.	12×8
ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР		
D-2170	ВектоВЭБ-NA-IgG РУ № РЗН 2013/1273 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2172	ВектоВЭБ-ЕА-IgG РУ № РЗН 2013/1274 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2176	ВектоВЭБ-VCA-IgM РУ № РЗН 2013/1279 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2183	ВектоВЭБ-VCA-IgG-авидность РУ № РЗН 2017/5475 Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	6×8

D-2184	<p>ВектоВЭБ-VCA-IgG РУ № РЗН 2017/5607 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ВИРУС ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА 6 ТИПА

D-2166	<p>ВектоHHV-6-IgG РУ № ФСР 2011/09853 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к человеческому герпес-вирусу 6 типа в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ВИРУС ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА 8 ТИПА

D-2160	<p>ВектоHHV-8-IgG РУ № 2014/1663 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к герпес-вирусу человека 8 типа в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ И ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ

D-2186	<p>ВектоVZV-gE-IgG РУ № РЗН 2014/1438 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к гликопротеину E вируса Варицелла-Зостер в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-2188	<p>ВектоVZV-IgM РУ № РЗН 2014/1439 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу Варицелла-Зостер в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-2192	<p>ВектоVZV-IgG РУ № РЗН 2014/1440 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Варицелла-Зостер в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

МИКОЗЫ

КАНДИДОЗ

D-4652	<p>Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1308 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода <i>Candida</i> в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-4654	<p>Кандида-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/2034 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к грибам рода <i>Candida</i> в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-4656	<p>Кандида-IgA-ИФА - БЕСТ РУ № РЗН 2014/1489 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к грибам рода <i>Candida</i> в сыворотке (плазме) крови.</p>	12×8
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

АСПЕРГИЛЛЕЗ

D-4752	<p>Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8636 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Aspergillus fumigatus</i> в сыворотке крови.</p>	12×8
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ И ЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

D-1152	<p>ВектоВКЭ-IgM РУ № РЗН 2016/5071 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу клещевого энцефалита.</p>	12×8
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-1154	<p>ВектоВКЭ-антиген РУ № РЗН 2017/5343 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита</p>	12×8
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

D-1156	<p>ВектоВКЭ-IgG РУ № РЗН 2017/5605 Набор реагентов для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита.</p>	12×8
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

БОРРЕЛИОЗ

D-1452	ЛаймБест-IgG РУ № ФСР 2009/06293 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)	12×8
D-1454	ЛаймБест-IgM РУ № ФСР 2012/13158 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)	12×8

ГЕМОМРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ

D-4902	ВектоХанта-IgG РУ № РЗН 2019/8801 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-4903	Ханта-IgG-экспресс-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8734 Набор реагентов для иммунохроматографического выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам.	10
D-4904	ВектоХанта-IgM РУ № РЗН 2019/8733 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-4905	Ханта-IgM-экспресс-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8738 Набор реагентов для иммунохроматографического выявления иммуноглобулинов класса M к хантавирусам.	10

КРЫМСКАЯ-КОНГО ГЕМОМРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА

D-5052	ВектоКрым-КГЛ-IgG РУ № ФСР 2010/07326 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки.	12×8
D-5054	ВектоКрым-КГЛ-IgM РУ № ФСР 2010/07325 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки.	12×8
D-5056	ВектоКрым-КГЛ-антиген РУ № ФСР 2010/07327 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки.	12×8

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА

D-5152	ВектоНил-IgG РУ № ФСР 2012/14060 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-5154	ВектоНил-IgG-авидность РУ № ФСР 2012/14059 Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови.	6×8
D-5150	ВектоНил-IgM РУ № ФСР 2012/14061 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови.	12×8

ИЕРСИНИОЗ

D-3202	Иерсиния-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1082 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иерсиниозов.	12×8
D-3204	Иерсиния-IgA-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1084 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к возбудителям иерсиниозов.	12×8

D-3206 С €	Иерсиния-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1083 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иерсиниозов	12×8
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

БРУЦЕЛЛЕЗ

D-3652	Бруцелла-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13844 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллеза.	12×8
D-3654	Бруцелла-IgA-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13843 Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса А к возбудителю бруцеллеза.	12×8
D-3656	Бруцелла-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13842 Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллеза.	12×8
D-3658	Бруцелла-антитела-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/2716 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к возбудителю бруцеллеза.	12×8

БАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫЕ ИНФЕКЦИИ

КОРЬ

D-1356 С €	ВектоКорь-IgG РУ № ФСР 2008/02834 Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-1358 С €	ВектоКорь-IgM РУ № РЗН 2013/444 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови.	12×8

ПАРОТИТ

D-2602 С €	ВектоПаротит-IgG РУ № РЗН 2019/8727 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2604 С €	ВектоПаротит-IgM РУ № ФСР 2011/12136 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2606	Паротит-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8737 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу паротита методом «захвата» в сыворотке (плазме) крови.	12×8

ИНФЕКЦИИ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА

ХЛАМИДОФИЛЛЕЗ

D-1944	<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/07630 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> .	12×8
D-1946	<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/07632 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> .	12×8
D-1948	<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>-IgA-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/07631 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> .	12×8

МИКОПЛАЗМОЗ

D-4362	Мycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8623 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> .	12×8
D-4366	Мycoplasma pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8629 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> .	12×8
D-4368	Мycoplasma pneumoniae-IgA-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2009/04547 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> .	12×8

ТУБЕРКУЛЕЗ

D-2352	АТ-Туб-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5560 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза.	12×8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ПАЗИТАРНЫЕ ИНВАЗИИ

ТОКСОКАРОЗ

D-2752	Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1307	12×8
С€	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови.	

ОПИСТОРХОЗ

D-2952	Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1331 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2954	Описторх-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13130 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови.	12×8
D-2956	Описторх-ЦИК-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13132 Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических циркулирующих иммунокомплексов, содержащих антигены описторхисов в сыворотке (плазме) крови.	12×8

КЛОНОРХОЗ

D-2958	Клонорхис-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/1540 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Clonorchis sinensis</i> в сыворотке (плазме) крови.	12×8
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ТРИХИНЕЛЛЕЗ

D-3152	Трихинелла-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1330	12×8
С€	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови.	
D-3154	Трихинелла-IgM-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8624 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови.	12×8

ЭХИНОКОККОЗ

D-3356	Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2013/1306	12×8
С€	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови.	

АСКАРИДОЗ

- D-3452 Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № РЗН 2013/449
 СЕ Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови.

АНИЗАКИДОЗ

- D-3454 Анизакида-IgG-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № РЗН 2014/2001
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам нематод рода *Anisakis* в сыворотке (плазме) крови.

ЦИСТИЦЕРКОЗ

- D-3456 Цистицерк-IgG-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № РЗН 2014/2007
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Taenia solium* в сыворотке (плазме) крови.

ЛЯМБЛИОЗ

- D-3552 Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № ФСР 2011/11476
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови.

- D-3554 Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № ФСР 2011/11478
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови.

- D-3556 Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № РЗН 2014/2018
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена лямблий в суспензии фекалий.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ

(IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков)

- D-3354 Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ** 24×8
 РУ № ФСР 2009/04032
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- D-3752 *Helicobacter pylori*-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № ФСР 2011/12129
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA *Helicobacter pylori*.

- D-3724 Хелико-Экспресс** 13
 РУ № ФСР 2009/06294
 Набор реагентов для экспресс-выявления антител к антигену CagA *Helicobacter pylori* в крови, сыворотке и плазме человека методом дот-анализа.

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- D-1652 Ротавирус-антиген-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № ФСР 2012/13864
 СЕ Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека

АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- D-1654 Аденовирус-антиген-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № ФСР 2012/13863
 СЕ Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена аденовируса человека.

НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- D-1656 Норовирус-антиген-ИФА-БЕСТ** 12×8
 РУ № РЗН 2014/2088
 Набор реагентов для иммуноферментного выявления норовирусов геногрупп I и II.

ЦЕЛИАКИЯ

D-3754	IgG-Глиадин-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6654 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса G к глиадину в сыворотке крови. Чувствительность: 1 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	12×8
D-3756	IgA-Глиадин-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6655 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса А к глиадину в сыворотке крови. Чувствительность: 1 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	12×8
D-3758	IgA-Трансглутаминаза-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/1507	6×8
С€	Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения аутоантител класса А к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 2,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	
D-3760	IgG-Трансглутаминаза-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/3023	6×8
С€	Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения аутоантител класса G к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 2,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	

АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

D-3762	Пепсиноген 1-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13031 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пепсиногена 1 в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 мкг/л Диапазон измерений: 0-200 мкг/л	12×8
D-3764	Пепсиноген 2-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13030 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пепсиногена 2 в сыворотке крови. в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 мкг/л Диапазон измерений: 0-50 мкг/л	12×8

ГОРМОНЫ

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

X-3912	ТТГ-ЛЮМО-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5973 Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,03 мМЕ/л Диапазон измерений: 0-100 мМЕ/л	12×8
X-3952	ТТГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3936 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,05 мМЕ/л Диапазон измерений: 0-16 мМЕ/л	12×8
X-3954	Т₃ общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6135 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего трийодтиронина в сыворотке крови. Чувствительность: 0,2 нмоль/л Диапазон измерений: 0-9 нмоль/л	12×8
X-3956	Т₄ общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6138 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови. Чувствительность: 5 нмоль/л Диапазон измерений: 0-400 нмоль/л	12×8

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
X-3962	T4 свободный-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6137 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 пмоль/л Диапазон измерений: 0-80 пмоль/л	12×8
X-3970	T3 свободный-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6139 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 пмоль/л Диапазон измерений: 0-20 пмоль/л	12×8
X-3966	TГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/2609 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреоглобулина в сыворотке крови. Чувствительность: 1,0 нг/мл Диапазон измерений: 0-300 нг/мл	12×8
X-3958	Анти-TГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3699 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови. Чувствительность: 5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-2000 МЕ/мл	12×8
X-3968	Анти-TПО-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3711 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Чувствительность: 2 Ед/мл Диапазон измерений: 0-1000 Ед/мл	12×8
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ		
X-3960	Пролактин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2011/10232 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. Чувствительность: 15 мМЕ/л Диапазон измерений: 0-3000 мМЕ/л	12×8
X-3972	Тестостерон-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13416 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови. Чувствительность: 0,2 нмоль/л Диапазон измерений: 0-60 нмоль/л	12×8
X-3974	ФСГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/6847 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови. Чувствительность: 0,3 мМЕ/мл Диапазон измерений: 0-100 мМЕ/мл	12×8
X-3976	ЛГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6509 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови. Чувствительность: 0,3 мМЕ/мл Диапазон измерений: 0-100 мМЕ/мл	12×8
X-3978	Прогестерон-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/2927 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прогестерона в сыворотке крови. Чувствительность: 0,4 нмоль/л. Диапазон измерений: 0-100 нмоль/л.	12×8
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ		
X-3964	Кортизол-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/6848 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации кортизола в сыворотке крови. Чувствительность: 5 нмоль/л Диапазон измерений: 0-1200 нмоль/л	12×8

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

X-4001	C-пептид-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/3298 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации C-пептида в сыворотке (плазме) крови человека. Чувствительность: 15 пмоль/л Диапазон измерений: 0-5000 пмоль/л	12×8
X-4002	Инсулин-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3609 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации инсулина в сыворотке (плазме) крови человека. Чувствительность: 0,75 мМЕ/л. Диапазон измерений: 0-200 мМЕ/л.	12×8

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЕЕ МОНИТОРИНГ

D-4154	ХГЧ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3761 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. Чувствительность: 2 МЕ/л Диапазон измерений: 0-500 МЕ/л	12×8
D-4158	свободная бета-ХГЧ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5941 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 нг/мл Диапазон измерений: 0-200 нг/мл	12×8
D-4160	РАРР-А-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5937 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации плазменного белка А, ассоциированного с беременностью в сыворотке крови. Чувствительность: 20 мЕд/л Диапазон измерений: 0-10000 мЕд/л	12×8
X-3960	Пролактин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2011/10232 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. Чувствительность: 15 мМЕ/л Диапазон измерений: 0-3000 мМЕ/л	12×8
T-8456	АФП-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3958 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротейна в сыворотке крови человека. Чувствительность: 2,5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-400 МЕ/мл	12×8
T-8468	ТБГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/6842 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации трофобластического β-1-гликопротеина в сыворотке крови. Чувствительность: 1,0 нг/мл. Диапазон измерений: 0-200 нг/мл	12×8
T-8552	Ферритин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/07983 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ферритина в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 2,5 нг/мл Диапазон измерений: 0-500 нг/мл	12×8

АНЕМИИ

T-8552	Ферритин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/07983 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ферритина в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 2,5 нг/мл Диапазон измерений: 0-500 нг/мл	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8776	Эритропозтин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/09378 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации эритропозтина в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,5 мМЕ/мл. Диапазон измерений: 0-200 мМЕ/мл	12×8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ

D-4154	ХГЧ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3761 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. Чувствительность: 2 МЕ/л Диапазон измерений: 0-500 МЕ/л	12×8
D-4158	свободная бета-ХГЧ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5941 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной β-субъединицы хорионического гонадотропина человека в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 нг/мл Диапазон измерений: 0-200 нг/мл	12×8
T-8454	РЭА-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/3447 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови Чувствительность: 3,3 мМЕ/мл (0,3 нг/мл) Диапазон измерений: 0-880 мМЕ/мл (0-80 нг/мл)	12×8
T-8456	АФП-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3958 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека. Чувствительность: 2,5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-400 МЕ/мл	12×8
T-8458	ПСА общий-ИФА-БЕСТ (вариант 1) РУ № РЗН 2014/1698 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови. Чувствительность: 0,1 нг/мл Диапазон измерений: 0-40 нг/мл	12×8
T-8453	ПСА общий-ИФА-БЕСТ (вариант 2) РУ № РЗН 2014/1698 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови Чувствительность: 0,01 нг/мл Диапазон измерения: 0-5 нг/мл	12×8
T-8412	ПСА общий-ЛЮМО-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5952 Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови. Чувствительность: 0,05 нг/мл Диапазон измерений: 0-120 нг/мл	12×8
T-8460	ПСА свободный-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3735 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простат-специфического антигена в сыворотке крови. Чувствительность: 0,05 нг/мл Диапазон измерений: 0-5 нг/мл	12×8
T-8466	СА-125-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/1431 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. Чувствительность: 1,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-400 Ед/мл	12×8
T-8467	НЕ4-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5953 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера НЕ4 в сыворотке крови. Чувствительность: 1,5 пмоль/л Диапазон измерений: 0-1000 пмоль/л	12×8

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
T-8468	ТБГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/6842 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации трофобластического β-1-гликопротеина в сыворотке крови. Чувствительность: 1,0 нг/мл Диапазон измерений: 0-200 нг/мл	12×8
T-8470	СА 19-9-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3677 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови. Чувствительность: 1 Ед/мл Диапазон измерений: 0-300 Ед/мл	12×8
T-8472	СА 15-3-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5935 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА 15-3 в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-250 Ед/мл	12×8
T-8476	NSE-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/2531 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 нг/мл Диапазон измерений: 0-130 нг/мл	12×8
T-8552	Ферритин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/07983 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ферритина в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 2,5 нг/мл Диапазон измерений: 0-500 нг/мл	12×8
D-3762	Пепсиноген 1-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13031	12×8
€	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пепсиногена 1 в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 мкг/л Диапазон измерений: 0-200 мкг/л	
D-3764	Пепсиноген 2-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13030	12×8
€	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пепсиногена 2 в сыворотке крови. в сыворотке крови. Чувствительность: 0,5 мкг/л Диапазон измерений: 0-50 мкг/л	

МАРКЕРЫ ОСТРОЙ ФАЗЫ

A-9002	СРБ-ИФА-БЕСТ высокочувствительный РУ № РЗН 2016/3872 Набор реагентов для высокочувствительного иммуноферментного определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови. Чувствительность: 0,05 МЕ/л Диапазон измерений: 0-10 МЕ/л	12×8
A-9004	Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2012/13841 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови человека. Чувствительность: 0,04 нг/мл. Диапазон измерений: 0 – 12,8 нг/мл.	12×8

ТРОМБОЗЫ

D-9120	D-димер-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8716 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации D-димера в плазме крови человека Чувствительность: 10 нг/мл Диапазон измерений: 0-1500 нг/мл	12×8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

КАРДИОМАРКЕРЫ		
A-9002	СРБ-ИФА-БЕСТ высокочувствительный РУ № РЗН 2016/3872 Набор реагентов для высокочувствительного иммуноферментного определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови. Чувствительность: 0,05 МЕ/л Диапазон измерений: 0-10 МЕ/л	12×8
A-9102	NTproBNP-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/09047 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации N-терминального фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида в сыворотке крови. Чувствительность: 20 пг/мл Диапазон измерений: 0-2000 пг/мл	12×8
A-9104	БСЖК-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/09702 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации белка, связывающего жирные кислоты в сыворотке крови. Чувствительность: 0,05 нг/мл Диапазон измерений: 0-15 нг/мл	12×8
A-9106	Тропонин I-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/09048 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тропонина I в сыворотке крови. Чувствительность: 0,02 нг/мл Диапазон измерений: 0-6 нг/мл	12×8
A-9108	Миоглобин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/09046 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации миоглобина в сыворотке крови. Чувствительность: 4 нг/мл Диапазон измерений: 0-1000 нг/мл	12×8
D-9120	D-димер-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/1395 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации D-димера в плазме крови человека Чувствительность: 10 нг/мл Диапазон измерений: 0-1500 нг/мл	12×8
A-9130	Цистатин С-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8759 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации цистатина С в сыворотке крови. Чувствительность: 0,05 мкг/мл Диапазон измерений: 0-10 мкг/мл	12×8

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК		
A-9130	Цистатин С-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2019/8759 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации цистатина С в сыворотке крови. Чувствительность: 0,05 мкг/мл. Диапазон измерений: 0-10 мкг/мл	12×8
A-8762	Интерлейкин-8-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6005 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-8 в сыворотке крови и моче. Чувствительность: 2,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-250 пг/мл	12×8
A-8766	Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6010 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-1 бета в сыворотке крови и моче. Чувствительность: 1,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-250 пг/мл	12×8

A-8768	Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6006 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-6 в сыворотке крови и моче. Чувствительность: 0,5 пг/мл Диапазон измерений: 0-300 пг/мл	12×8
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

АУТОИММУННЫЕ И СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

D-3754	IgG-Глиадин-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6654 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса G к глиадину в сыворотке крови. Чувствительность: 1 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	12×8
D-3756	IgA-Глиадин-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6655 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации иммуноглобулинов класса A к глиадину в сыворотке крови. Чувствительность: 1 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	12×8
D-3758	IgA-Трансглутаминаза-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/1507 Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения аутоантител класса A к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 2,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	6×8
CE	IgG-Трансглутаминаза-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/3023 Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения аутоантител класса G к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 2,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-100 Ед/мл	6×8
X-3958	Анти-ТГ-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3699 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови. Чувствительность: 5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-2000 МЕ/мл	12×8
X-3968	Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2016/3711 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Чувствительность: 2 Ед/мл Диапазон измерений: 0-1000 Ед/мл	12×8
A-8652	ВектоРевматоидный фактор класса M РУ № ФСР 2009/04101 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ревматоидного фактора класса M в сыворотке крови. Чувствительность: 1,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-300 Ед/мл	12×8
A-8654	ВектоРевматоидный фактор суммарный РУ № ФСР 2009/04102 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови. Чувствительность: 1,5 Ед/мл Диапазон измерений: 0-300 Ед/мл	12×8
A-8656	Векто-dsДНК-IgG РУ № ФСР 2009/04099 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. Чувствительность: 2,0 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-200 МЕ/мл	12×8
A-8658	Векто-ssДНК-IgG РУ № ФСР 2009/04100 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к одноцепочечной ДНК в сыворотке крови. Чувствительность: 2,0 Ед/мл Диапазон измерений: 0-200 Ед/мл	12×8

A-8660	IgE общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/7789 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови. Чувствительность: 2,5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-800 МЕ/мл	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ СТАТУС

A-8660	IgE общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/7789 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови. Чувствительность: 2,5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-800 МЕ/мл	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8662	IgG общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/7791 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса G в сыворотке крови. Чувствительность: 2,5 Ед/мл (0,2 мг/мл) Диапазон измерений: 0-300 Ед/мл (0-24 мг/мл)	12×8
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8664	IgM общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/7790 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса М в сыворотке крови. Чувствительность: 4,0 Ед/мл (0,032 мг/мл) Диапазон измерений: 0-400 Ед/мл (0-3,2 мг/мл)	12×8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8666	IgA общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/7767 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови. Чувствительность: 1,5 Ед/мл (0,021 мг/мл) Диапазон измерений: 0-300 Ед/мл (0-4,2 мг/мл)	12×8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8674	Иммуноскрин-G, M, A-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/06964 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общих IgG, IgM, IgA в сыворотке крови.	32×3
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8668	IgA секреторный-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/07853 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации секреторного иммуноглобулина класса А в сыворотке крови. Чувствительность: 0,35 мг/л Диапазон измерений: 0-20 мг/л	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ЦИТОКИНЫ

A-8752	гамма-Интерферон-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6008 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации гамма-интерферона в сыворотке крови. Чувствительность: 2,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-1000 пг/мл	12×8
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8754	Интерлейкин-4-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6009 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-4 в сыворотке крови. Чувствительность: 0,4 пг/мл Диапазон измерений: 0-100 пг/мл	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8756	альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5961 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фактора некроза опухолей-альфа в сыворотке крови. Чувствительность: 1,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-250 пг/мл	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A-8758	альфа-Интерферон-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2008/02195 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-интерферона в сыворотке крови. Чувствительность: 5,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-500 пг/мл	12×8
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
A-8760	альфа-Интерферон – аутоиммунные антитела-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/2056 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител к альфа-интерферону в сыворотке крови человека. Чувствительность: 0,4 нг/мл Диапазон измерений: 0-100 нг/мл	12×8
A-8762	Интерлейкин-8-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6005 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-8 в сыворотке крови и моче. Чувствительность: 2,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-250 пг/мл	12×8
A-8766	Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6010 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-1 бета в сыворотке крови и моче. Чувствительность: 1,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-250 пг/мл	12×8
A-8768	Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6006 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-6 в сыворотке крови и моче. Чувствительность: 0,5 пг/мл Диапазон измерений: 0-300 пг/мл	12×8
A-8770	Интерлейкин-18-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2014/2083 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-18 в сыворотке крови человека. Чувствительность: 2,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-1000 пг/мл	12×8
A-8772	Интерлейкин-2-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6012 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-2 в сыворотке крови. Чувствительность: 2,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-500 пг/мл	12×8
A-8774	Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/6011 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-10 в сыворотке крови. Чувствительность: 1,0 пг/мл Диапазон измерений: 0-500 пг/мл	12×8
A-8776	Эритропоэтин-ИФА-БЕСТ РУ № ФСР 2010/09378 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации эритропоэтина в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,5 мМЕ/мл. Диапазон измерений: 0-200 мМЕ/мл	12×8
A-8782	МСР-1-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5969 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации МСР-1 (монокитарный хемотоксический белок-1) в сыворотке крови. Чувствительность: 15 пг/мл. Диапазон измерений: 0-2000 пг/мл.	12×8
A-8784	VEGF-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2017/5974 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) в сыворотке крови. Чувствительность: 10 мЕд/мл (пг/мл) Диапазон измерений: 0-2000 мЕд/мл (пг/мл)	12×8

АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

A-8660	IgE общий-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2018/7789 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови. Чувствительность: 2,5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-800 МЕ/мл	12×8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
A-6001	<p>IgE-Аллергоскрин-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/2666 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аллергенспецифических иммуноглобулинов класса Е в сыворотке (плазме) крови. Набор включает калибровочные образцы, контрольную сыворотку и два контрольных аллергена. Чувствительность: 0,15 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-100 МЕ/мл</p>	12×8
A-6003	<p>IgG4-Аллергоскрин-ИФА-БЕСТ РУ № РЗН 2015/3401 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аллергенспецифических иммуноглобулинов подкласса G4 в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 6 нг/мл. Диапазон измерений: 0-2500 нг/мл.</p>	12×8

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИФА

ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИФА

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ АНАЛИЗА:

D-0141	ВИЧ (-) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/446 Набор образцов сывороток крови, не содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1.	16 образцов
D-0142	ВИЧ-1 АТ (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/451 Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 типа.	16 образцов
D-0143	ВИЧ-2 АТ (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/452 Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 2 типа.	8 образцов
D-0144	ВИЧ-1 р24-антиген (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/445 Набор образцов сывороток крови, содержащих антиген р24 ВИЧ-1 в различных концентрациях.	6 образцов
D-0540	HBsAg-стандартная панель сывороток РУ № ФСР 2012/13718 Набор образцов сывороток крови, содержащих разные субтипы и мутантные формы HBsAg вируса гепатита В	24 образца по 1,0 мл
D-0740	Анти-ВГС-контрольная панель сывороток РУ № РЗН 2013/585 Набор образцов сывороток крови, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С.	6 образцов по 0,4 мл
D-0741	Анти-ВГС стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/587 Набор образцов сывороток крови, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С.	24 образца по 0,5 мл
D-1840	Антипаллидум – контрольная панель сывороток РУ № ФСР 2009/05494 Набор образцов сывороток крови, содержащих и не содержащих антитела к <i>Treponema pallidum</i> .	8 образцов по 0,2 мл
D-3001	МИНИпол (вариант 1) РУ № РЗН 2014/1587 Минимальный положительный контрольный образец 1, лиофилизованная сыворотка, содержащая антитела к <i>Treponema pallidum</i> , для контроля чувствительности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для иммуноферментного выявления IgG и суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i>	10 флаконов по 0,2 мл
D-3002	МИНИпол (вариант 2) РУ № РЗН 2014/1587 Минимальный положительный контрольный образец 2, лиофилизованная сыворотка, содержащая HBsAg и анти-ВГС IgG, для контроля чувствительности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg с пределом выявления 0,05 МЕ/мл и антител к ВГС.	10 флаконов по 1,0 мл
D-3003	МИНИпол (вариант 3) РУ № РЗН 2014/1587 Минимальный положительный контрольный образец 3, лиофилизованная сыворотка, содержащая HBsAg, анти-ВГС IgG и анти-ВИЧ-1 IgG, для контроля чувствительности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg с пределом выявления 0,05 МЕ/мл; антител к ВГС; антител к ВИЧ-1.	10 флаконов по 1,0 мл
D-3004	МИНИпол (вариант 4) РУ № РЗН 2014/1587 Минимальный положительный контрольный образец 4. Леофилизованная сыворотка, содержащая HBsAg, анти-ВГС IgG, анти-ВИЧ-1 IgG, анти- <i>Treponema pallidum</i> IgG, для контроля чувствительности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg с пределом выявления 0,05 МЕ/мл; антител к ВГС; антител к ВИЧ-1; антител (IgG и суммарных) к <i>T. pallidum</i> .	10 флаконов по 0,5 мл

D-3020	ОДС РУ № РЗН 2014/1559 Отрицательная донорская сыворотка, не содержащая серологические маркеры гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, сифилиса. Набор для внутрилабораторного контроля качества иммуноферментного анализа.	10 флаконов по 1,0 мл
КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ АНАЛИЗА:		
D-0138	ВЛК анти-ВИЧ-1 РУ № ФСР 2010/08719 Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1»	18 флаконов
D-0538	ВЛК HBsAg РУ № ФСР 2010/08717 Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая HBsAg»	24 флакона по 0,5 мл
D-0738	ВЛК анти-ВГС РУ № ФСР 2010/08718 Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С»	24 флакона по 0,5 мл
D-1838	ВЛК-антипаллидум РУ № ФСР 2011/11911 Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к <i>Treponema pallidum</i> ».	24 фл. по 0,2 мл

ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Внимание! Информация для потребителей:

Формат «Uni»

- Представлен отдельными прозрачными пробирками объемом 0,2 мл, содержащими лиофилизированную готовую реакционную смесь (ГРС) для ПЦР (или ОТ-ПЦР).
- Для постановки реакции необходимо только добавить в пробирки пробу элюированной ДНК (или РНК).
- Данный формат предназначен для применения с амплификаторами как планшетного, так и роторного типов: **CFX96, iCycler iQ5, iCycler iQ** («Bio-Rad», США); **Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 6000 и Rotor-Gene 3000** («Corbett Research», Австралия); **ДТ-96** («ДНК-Технология», Россия) и их аналогами.

Формат «Str»

- Представлен 96-луночным планшетом, состоящим из белых пробирок объемом 0,2 мл. Каждая пробирка содержит лиофилизированную ГРС для ПЦР (или ОТ-ПЦР).
- Для постановки реакции необходимо только добавить в пробирки пробы элюированной ДНК (или РНК).
- Данный формат предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами планшетного типа: **CFX96, iCycler iQ5, iCycler iQ** («Bio-Rad», США); **ДТ-96** («ДНК-Технология», Россия) и их аналогами.

Формат «Fla»

- Представлен флаконами с лиофилизированной реакционной смесью (РС) для ПЦР (или ОТ-ПЦР). Один флакон содержит реакционную смесь для постановки десяти реакций.
- Для постановки реакции необходимо восстановить РС раствором (входит в состав набора), разнести ее по пробиркам, рекомендованным для используемого типа амплификатора, и добавить пробы элюированной ДНК (или РНК).
- Данный формат предназначен для работы с регистрирующими амплификаторами как роторного типа: **Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 6000 и Rotor-Gene 3000** («Corbett Research», Австралия), так и планшетного типа: **CFX96, iCycler iQ5, iCycler iQ** («Bio-Rad», США), **ДТ-96** («ДНК-Технология», Россия) и их аналогами.

ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

РУЧНАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА

C-8891	РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ (вариант 1-8) РУ № РЗН 2017/6047 Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 1 мл сыворотки (плазмы) крови.	48 (6×8)
C-8893	РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ (вариант 0,25-8) РУ № РЗН 2017/6047 Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови.	48 (6×8)
C-8895	РеалБест экстракция 1000 РУ № ФСР 2010/06867 Набор реагентов для выделения ДНК и РНК из сыворотки (плазмы) крови).	48
C-8896	РеалБест экстракция 100 РУ № РЗН 2014/1423	48
С€	Набор реагентов для выделения ДНК и РНК из цельной крови, сыворотки (плазмы) крови, лейкоцитарной фракции крови, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных клеток, объектов окружающей среды (суспензии клещей, пробы воды).	
C-8889	РеалБест ДНК-экстракция 3 (вариант 6×16) РУ № РЗН 2017/5873	96
С€	Набор реагентов для выделения ДНК из сыворотки (плазмы) крови, мочи, соскобов эпителиальных клеток.	
C-8897	РеалБест ДНК-экстракция 2 РУ № ФСР 2012/13148	96
С€	Набор реагентов для выделения ДНК из сыворотки (плазмы) крови, биоптатов, ликвора, мочи и соскобов эпителиальных клеток со слизистых.	
C-8899	РеалБест ДНК-экспресс РУ № РЗН 2015/2300	100
С€	Набор реагентов для быстрого (15 минут) выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток.	
C-8845	РеалБест-Генетика ДНК-экспресс РУ № РЗН 2015/2947 Набор реагентов для выделения ДНК из цельной крови человека и соскобов буккального эпителия.	50
C-8814	РеалБест Гемолитик РУ № РЗН 2015/2861 Набор реагентов для предварительной обработки цельной периферической крови.	50

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА

C-8849	РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ (вариант 1-16) (для станции <i>TECAN Freedom EVO</i>) РУ № РЗН 2017/6047 Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 1 мл сыворотки (плазмы) крови.	48 (3×16)
C-8850	РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ (вариант 0,25-16) (для станции <i>TECAN Freedom EVO</i>) РУ № РЗН 2017/6047 Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови.	48 (3×16)
C-8880	РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ (вариант 0,25-48) (для станции <i>KingFisher Flex</i>) РУ № РЗН 2017/6047 Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови.	96
C-8883	РеалБест УниМаг (для станции <i>KingFisher Flex</i>) РУ № РЗН 2017/5985 Набор реагентов для автоматического выделения ДНК и РНК из сыворотки (плазмы) крови, лейкоцитарной фракции крови, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных.	96
C-8878	РеалБест ДНК-экстракция 3 (вариант 2×48) (для станций <i>KingFisher Flex</i> и <i>TECAN Freedom EVO</i>) РУ № РЗН 2017/5873 Набор реагентов для автоматического выделения ДНК из сыворотки (плазмы) крови, мочи, соскобов эпителиальных клеток.	96

РАСТВОРЫ И КОМПОНЕНТЫ

C-8887	Лизирующий раствор (P)	200 пробирок по 500 мкл
C-8879	Лизирующий раствор (A) РУ № РЗН 2017/5872 Набор реагентов для выделения ДНК из клинических образцов: соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани, конъюнктивы глаза, а также спермы, слюны и мочи.	1 флакон, 140 мл
C-8894	Транспортный раствор (1)	100 пробирок по 300 мкл
C-8885	Транспортный раствор (2) РУ № РЗН 2017/6004 Для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани.	200 пробирок по 1000 мкл
C-8881	Внутренний контрольный образец РУ № РЗН 2016/5235 Набор реагентов для контроля эффективности выделения нуклеиновых кислот и отсутствия ингибиторов ПЦР в исследуемых образцах при совмещении ПЦР-наборов серии "РеалБест" с наборами для выделения НК, не относящимися к серии "РеалБест".	6 флаконов

ГЕМОТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-0592	Str	РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР РУ № РЗН 2013/1179 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и РНК вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

D-0186	Uni	РеалБест ДНК ВИЧ (ЦК)	48
D-0187	Uni	РеалБест ДНК ВИЧ (СП) РУ № РЗН 2017/6191 Набор реагентов для выявления провирусной ДНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) методом ПЦР в режиме реального времени. Набор включает реагенты для выделения ДНК. Комплект (ЦК) предназначен для работы с цельной кровью, комплект (СП) – с сухими пятнами крови.	48

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определений
D-0198	Uni	РеалБест РНК ВИЧ (форма 1)	48
D-0197	Uni	РеалБест РНК ВИЧ (форма 2) РУ № ФСР 2012/14098 Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Форма 1 набора включает комплект реагентов для выделения РНК, форма 2 – без реагентов для выделения РНК. Чувствительность: 20 МЕ/мл.	48
D-0199	Uni	РеалБест РНК ВИЧ количественный РУ № ФСР 2012/14099 Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Набор включает реагенты для выделения РНК. Чувствительность: 20 МЕ/мл.	48
D-0195	Str	РеалБест ВИЧ ПЦР (комплект 1) РУ № ФСР 2010/07204 Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Не содержит реагентов для выделения РНК. Чувствительность: 20 МЕ/мл.	96
D-0196	Str	РеалБест ВИЧ ПЦР (комплект 2) РУ № ФСР 2010/07204 Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Не содержит реагентов для выделения РНК. Чувствительность: 20 МЕ/мл.	96

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

ГЕПАТИТ А

D-0398	Str	РеалБест РНК ВГА (комплект 1)	48
€€			
D-0397	Fla	РеалБест РНК ВГА (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1619 Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита А методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.	50
€€			

ГЕПАТИТ В

D-0598	Uni	РеалБест ДНК ВГВ (форма 1)	48
D-0597	Uni	РеалБест ДНК ВГВ (форма 2) РУ № ФСР 2012/14103 Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени. Форма 1 набора включает комплект реагентов для выделения ДНК, форма 2 – без реагентов для выделения ДНК. Чувствительность: 5 МЕ/мл.	48
D-0599	Uni	РеалБест ДНК ВГВ количественный РУ № ФСР 2012/14104 Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени. Набор включает реагенты для выделения ДНК. Чувствительность: 5 МЕ/мл.	48
D-0595	Str	РеалБест ВГВ ПЦР (вариант 1/количественный) РУ № РЗН 2016/4537 Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Чувствительность: 5 МЕ/мл.	96
D-0596	Str	РеалБест ВГВ ПЦР (вариант 2) РУ № РЗН 2016/4537 Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Чувствительность: 5 МЕ/мл.	96

ГЕПАТИТ С

D-0798	Uni	РеалБест РНК ВГС (форма 1)	48
D-0790	Uni	РеалБест РНК ВГС (форма 2) РУ № ФСР 2012/14101 Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Форма 1 набора включает комплект реагентов для выделения РНК, форма 2 – без реагентов для выделения РНК. Чувствительность: 15 МЕ/мл.	48
D-0799	Uni	РеалБест РНК ВГС количественный РУ № ФСР 2012/14102 Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Набор включает комплект реагентов для выделения РНК. Чувствительность: 15 МЕ/мл.	48
D-0794	Str	РеалБест ВГС ПЦР (комплект 1) РУ № ФСР 2010/07201 Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Не содержит реагентов для выделения РНК. Чувствительность: 15 МЕ/мл.	96
D-0795	Str	РеалБест ВГС ПЦР (комплект 2) РУ № ФСР 2010/07201 Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Не содержит реагентов для выделения РНК. Чувствительность: 15 МЕ/мл.	96
D-0797	Str	РеалБест РНК ВГС-генотип РУ № ФСР 2010/09022 Набор реагентов для выявления, количественного определения РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения РНК.	48
D-0793	Uni	РеалБест РНК ВГС-1/2/3 РУ № ФСР 2010/09021 Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения РНК.	48

ГЕПАТИТ D

D-0998	Str	РеалБест РНК ВГD (комплект 1)	48
D-0997	Fla	РеалБест РНК ВГD (комплект 2) РУ № РЗН 2013/1371 Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Не содержит реагентов для выделения РНК.	50

ГЕПАТИТ G

D-1298	Str	РеалБест РНК ВГG (комплект 1)	48
D-1299	Fla	РеалБест РНК ВГG (комплект 2) РУ № РЗН 2015/3257 Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита G методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	50

ВАЛИДАЦИЯ ЗАБОРА БИОМАТЕРИАЛА

D-8888	Str	РеалБест Валидация образца (комплект 1)	96
D-8884	Fla	РеалБест Валидация образца (комплект 2) РУ № ФСР 2012/13498	100
С€		Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	

ИНФЕКЦИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

D-1998	Str	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> (комплект 1)	96
D-1996	Fla	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/2213	100
€ 0483		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-2098	Str	РеалБест ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> (комплект 1)	96
D-2096	Fla	РеалБест ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/2217	100
€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-4396	Str	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i> (комплект 1)	96
D-4394	Fla	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3794	100
€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-4498	Str	РеалБест ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (комплект 1)	96
D-4496	Fla	РеалБест ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/4015	100
€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> методом ПЦР в режиме реального времени Не содержит реагентов для выделения ДНК	
D-4494	Str	РеалБест ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (тест 2) (комплект 1)	96
D-4495	Fla	РеалБест ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (тест 2) (комплект 2) РУ № РЗН 2017/6049	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> методом ПЦР в режиме реального времени Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-1898	Str	РеалБест ДНК <i>Treponema pallidum</i> (комплект 1)	48
D-1896	Fla	РеалБест ДНК <i>Treponema pallidum</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1480	50
€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Treponema pallidum</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	

ДИСБИОЗ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

D-2292	Str	РеалБест ДНК <i>Ureaplasma species</i> (комплект 1)	96
D-2293	Fla	РеалБест ДНК <i>Ureaplasma species</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2013/1175	100
		Набор реагентов для выявления и количественной оценки ДНК <i>Ureaplasma species</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-2298	Str	РеалБест ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> (комплект 1)	96
D-2296	Fla	РеалБест ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3793	100
€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-2294	Str	РеалБест ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> / <i>Ureaplasma parvum</i> (комплект 1)	96
D-2295	Fla	РеалБест ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> / <i>Ureaplasma parvum</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/5538	100
€		Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> и ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-4398	Str	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> (комплект 1)	96
D-4393	Fla	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3788	100
€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определений
D-4598	Str	РеалБест ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> (комплект 1)	96
D-4596	Fla	РеалБест ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3787	100
С€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-4207	Str	РеалБест ДНК <i>Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae</i> (комплект 1)	96
D-4208	Fla	РеалБест ДНК <i>Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1760	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> и ДНК <i>Atopobium vaginae</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	
D-4205	Str	РеалБест Лактонорм (комплект 1)	96
D-4206	Fla	РеалБест Лактонорм (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1764	100
		Набор реагентов для определения доли лактобактерий в общей бактериальной массе методом ПЦР в режиме реального времени.	
D-4201	Str	РеалБест ДНК <i>Mobiluncus mulieris / Mobiluncus curtisii</i> (комплект 1)	96
D-4202	Fla	РеалБест ДНК <i>Mobiluncus mulieris / Mobiluncus curtisii</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/2198	100
		Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК <i>Mobiluncus mulieris</i> и <i>Mobiluncus curtisii</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-4214	Str	РеалБест ДНК <i>Saccharimonas aalborgensis</i> (TM7)/BVAB2 (комплект 1)	96
D-4215	Fla	РеалБест ДНК <i>Saccharimonas aalborgensis</i> (TM7)/BVAB2 (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1787	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Saccharimonas aalborgensis</i> (TM7) и ДНК BVAB2 методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК	
D-4203	Str	РеалБест ДНК <i>Bacteroides species</i> (комплект 1) РУ № РЗН 2014/1522	96
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Bacteroides species</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-4212	Str	РеалБест ДНК <i>Prevotella species/Leptotrichia amnionii group</i> (комплект 1)	96
D-4213	Fla	РеалБест ДНК <i>Prevotella species/Leptotrichia amnionii group</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/2093	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Prevotella species</i> и ДНК <i>Leptotrichia amnionii group</i> методом ПЦР в режиме реального времени Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-4228	Str	РеалБест ДНК <i>Streptococcus agalactiae</i> (комплект 1)	96
D-4229	Fla	РеалБест ДНК <i>Streptococcus agalactiae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2019/8742	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Streptococcus agalactiae</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержат реагентов для выделения НК	

КАНДИДОЗ

D-4698	Str	РеалБест ДНК <i>Candida albicans</i> (комплект 1)	96
D-4696	Fla	РеалБест ДНК <i>Candida albicans</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3786	100
С€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Candida albicans</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-0448	Str	РеалБест ДНК <i>Candida albicans / Fungi</i> (комплект 1)	96
D-0449	Fla	РеалБест ДНК <i>Candida albicans / Fungi</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1445	100
С€		Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК <i>Candida albicans</i> и суммарной ДНК грибов (<i>Fungi</i>) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-0440	Str	РеалБест ДНК <i>Candida parapsilosis / Candida tropicalis</i> (комплект 1)	96
D-0441	Fla	РеалБест ДНК <i>Candida parapsilosis / Candida tropicalis</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1471	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Candida parapsilosis</i> и ДНК <i>Candida tropicalis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определенных
D-0442	Str	РеалБест ДНК <i>Candida famata</i> / <i>Candida guilliermondii</i> (комплект 1)	96
D-0443	Fla	РеалБест ДНК <i>Candida famata</i> / <i>Candida guilliermondii</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1442 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Candida famata</i> и ДНК <i>Candida guilliermondii</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
D-0446	Str	РеалБест ДНК <i>Candida krusei</i> / <i>Candida glabrata</i> (комплект 1)	96
D-0447	Fla	РеалБест ДНК <i>Candida krusei</i> / <i>Candida glabrata</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1447 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК <i>Candida krusei</i> и <i>Candida glabrata</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА			
D-0455	Str	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Ureaplasma species</i> (комплект 1)	96
D-0456	Fla	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Ureaplasma species</i> (комплект 2) РУ № ФСР 2011/11724 Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> и ДНК <i>Ureaplasma sprcies</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
D-0492	Str	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Ureaplasma urealyticum</i> (комплект 1)	96
D-0491	Fla	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Ureaplasma urealyticum</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/5553 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> и ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
€ 0483			
D-0490	Str	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> (комплект 1)	96
D-0487	Fla	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/5592 Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> и ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
€ 0483			
D-0498	Str	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Trichomonas vaginalis</i> (комплект 1)	96
D-0497	Fla	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Trichomonas vaginalis</i> (комплект 2) РУ № ФСР 2011/11723 Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> и ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
€ 0483			
D-0457	Str	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (комплект 1)	96
D-0458	Fla	РеалБест ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2013/1174 Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> и ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
€ 0483			
D-0494	Str	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> (комплект 1)	96
D-0493	Fla	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/5593 Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> и ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
€ €			
D-0496	Str	РеалБест ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (комплект 1)	96
D-0495	Fla	РеалБест ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (комплект 2) РУ № ФСР 2011/11103 Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> и ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
€ €			

D-0477	Str	РеалБест ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Gardnerella vaginalis</i> (комплект 1)	96
D-0478	Fla	РеалБест ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Gardnerella vaginalis</i> (комплект 2)	100
CE Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> и ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-0444	Str	РеалБест ДНК <i>Candida albicans</i> / <i>Gardnerella vaginalis</i> (комплект 1)	96
D-0445	Fla	РеалБест ДНК <i>Candida albicans</i> / <i>Gardnerella vaginalis</i> (комплект 2)	100
CE Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК <i>Candida albicans</i> и ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-0488	Str	РеалБест ПЦР-12 ИППП	96
RU № ФСР 2012/13131 Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей инфекций, передающихся половым путем (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Ureaplasma species</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , цитомегаловируса, вируса простого герпеса 1 и 2 типов, вируса папилломы человека 16 и 18 типов) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			

ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-8475	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 6/11 (комплект 1)	96
D-8481	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 6/11 (комплект 2)	100
CE Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 6 и 11 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-8473	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 16/18 (комплект 1)	96
D-8474	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 16/18 (комплект 2)	100
CE Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 16 и 18 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-8459	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 26/51 (комплект 1)	96
D-8457	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 26/51 (комплект 2)	100
RU № РЗН 2014/1477 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вирусов папилломы человека 26 и 51 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-8471	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 31/33 (комплект 1)	96
D-8480	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 31/33 (комплект 2)	100
CE Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 31 и 33 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-8469	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 35/45 (комплект 1)	96
D-8477	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 35/45 (комплект 2)	100
CE Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 35 и 45 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-8447	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 44 (комплект 1)	96
D-8443	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 44 (комплект 2)	100
RU № РЗН 2014/1483 Набор реагентов для выявления ДНК вируса папилломы человека 44 типа методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			
D-8448	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 66 (комплект 1)	96
D-8440	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 66 (комплект 2)	100
RU № РЗН 2016/4013 Набор реагентов для выявления ДНК вируса папилломы человека 66 типа методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.			

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определений
D-8488	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 68 (комплект 1)	96
D-8489	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ 68 (комплект 2) РУ № РЗН 2015/2297 Набор реагентов для выявления ДНК вируса папилломы человека 68 типа методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
D-8446	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 6/11/44 (комплект 1) РУ № РЗН 2016/4572 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вирусов папилломы человека 6, 11 и 44 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	96
D-8449	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 26/53/66 (комплект 1) РУ № РЗН 2014/1473 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 26, 53 и 66 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	96
D-8451	Str	РеалБест ДНК ВПЧ 68/73/82 (комплект 1) РУ № РЗН 2014/1437 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 68, 73 и 82 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	96
D-8444	Str	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин (комплект 1)	96
D-8445	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин (комплект 2) РУ № РЗН 2016/4014 Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
D-8478	Str	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный, комплект 1)	96
D-8487	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный, комплект 2) РУ № ФСР 2012/13457 Набор реагентов для дифференциального выявления и количественного определения ДНК вируса папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	99
€€			
D-8479	Str	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (комплект 1)	96
D-8482	Fla	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (комплект 2) РУ № ФСР 2012/13151 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	99
€€			

TORCH И ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-2193	Str	РеалБест ДНК ВПГ-1,2 (комплект 1)	96
D-2194	Fla	РеалБест ДНК ВПГ-1,2 (комплект 2) РУ № ФСР 2010/06866 Набор реагентов для одновременного выявления ДНК ВПГ 1 и 2 типов методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
D-2185	Str	РеалБест ДНК VZV (комплект 1)	48
D-2187	Fla	РеалБест ДНК VZV (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3572 Набор реагентов для выявления ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	50
€€			
D-2198	Str	РеалБест ДНК ВЭБ (комплект 1)	96
D-2196	Fla	РеалБест ДНК ВЭБ (комплект 2) РУ № РЗН 2017/5524 Набор реагентов для определения ДНК вируса Эпштейна-Барр методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	100
€€			

D-1598	Str	РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 1)	96
D-1596	Fla	РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 2)	100
€ 0483		<p>РУ № РЗН 2017/5536</p> <p>Набор реагентов для определения ДНК цитомегаловируса методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	
D-2150	Str	РеалБест ДНК ВГЧ-6 (комплект 1)	48
D-2151	Fla	РеалБест ДНК ВГЧ-6 (комплект 2)	50
€		<p>РУ № ФСР 2012/13929</p> <p>Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса человека 6 типа методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	
D-2195	Str	РеалБест ДНК ВПГ-1 / ВПГ-2 (комплект 1)	96
D-2197	Fla	РеалБест ДНК ВПГ-1 / ВПГ-2 (комплект 2)	100
€		<p>РУ № ФСР 2012/13313</p> <p>Набор реагентов для одновременного выявления ДНК и дифференциации вирусов простого герпеса 1 и 2 типов методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	
D-0489	Str	РеалБест ДНК ЦМВ / ВПГ 1,2 (комплект 1)	96
D-0486	Fla	РеалБест ДНК ЦМВ / ВПГ 1,2 (комплект 2)	100
		<p>РУ № ФСР 2011/11716</p> <p>Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК ЦМВ и ДНК ВПГ 1 и 2 типов методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	

ТОКСОПЛАЗМОЗ

D-1798	Str	РеалБест ДНК <i>Toxoplasma gondii</i> (комплект 1)	48
D-1796	Fla	РеалБест ДНК <i>Toxoplasma gondii</i> (комплект 2)	50
		<p>РУ № ФСР 2012/13932</p> <p>Набор реагентов для выявления ДНК <i>Toxoplasma gondii</i> методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	

КРАСНУХА

D-2598	Str	РеалБест РНК <i>Rubella</i> (комплект 1)	48
D-2596	Fla	РеалБест РНК <i>Rubella</i> (комплект 2)	50
€ 0483		<p>РУ № РЗН 2016/3704</p> <p>Набор реагентов для выявления РНК вируса краснухи методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения РНК.</p>	

ПАРВОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-2801	Str	РеалБест ДНК <i>Parvovirus B19</i> (комплект 1)	96
€		<p>РУ № РЗН 2014/1397</p> <p>Набор реагентов для выявления ДНК парвовируса В19 методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-1198	Str	РеалБест РНК ВКЭ (комплект 1)	48
D-1199	Fla	РеалБест РНК ВКЭ (комплект 2)	50
€		<p>РУ № РЗН 2017/6039</p> <p>Набор реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения РНК.</p>	
D-1498	Str	РеалБест ДНК <i>Borrelia burgdorferi s.l.</i> (комплект 1)	48
D-1499	Fla	РеалБест ДНК <i>Borrelia burgdorferi s.l.</i> (комплект 2)	50
€		<p>РУ № РЗН 2017/6037</p> <p>Набор реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> (<i>Borrelia afzelii</i>, <i>Borrelia garinii</i>, <i>Borrelia burgdorferi sensu stricto</i>) методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	
D-1495	Str	РеалБест ДНК <i>Borrelia miyamotoi</i> (комплект 1)	48
D-1496	Fla	РеалБест ДНК <i>Borrelia miyamotoi</i> (комплект 2)	50
€		<p>№ РЗН 2014/1405</p> <p>Набор реагентов для выявления ДНК <i>Borrelia miyamotoi</i> методом ПЦР в режиме реального времени.</p> <p>Не содержит реагентов для выделения ДНК.</p>	

D-5389	Str	РеалБест ДНК <i>Babesia species</i> (комплект 1)	48
D-5390	Fla	РеалБест ДНК <i>Babesia species</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/6258 Набор реагентов для выделения ДНК <i>Babesia species</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	50
D-5391	Str	РеалБест ДНК <i>Rickettsia species</i> (комплект 1)	48
D-5392	Fla	РеалБест ДНК <i>Rickettsia species</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/6276 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Rickettsia species</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	50
D-5393	Str	РеалБест ДНК <i>Rickettsia sibirica</i> / <i>Rickettsia heilongjiangensis</i> (комплект 1)	48
D-5394	Fla	РеалБест ДНК <i>Rickettsia sibirica</i> / <i>Rickettsia heilongjiangensis</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/6305 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК <i>Rickettsia sibirica</i> и ДНК <i>Rickettsia heilongjiangensis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	50
D-5396	Str	РеалБест ДНК <i>Borrelia burgdorferi</i> s.l./РНК ВКЭ (комплект 1) РУ № РЗН 2013/1180 Набор реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> и РНК вируса клещевого энцефалита методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
D-5398	Str	РеалБест ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / <i>Ehrlichia muris</i>, <i>Ehrlichia chaffeensis</i> (комплект 1)	48
D-5399	Fla	РеалБест ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / <i>Ehrlichia muris</i>, <i>Ehrlichia chaffeensis</i> (комплект 2) РУ № ФСР 2012/13029 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / <i>Ehrlichia muris</i> / <i>Ehrlichia chaffeensis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	50

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-3798	Str	РеалБест ДНК <i>Helicobacter pylori</i> (комплект 1)	48
D-3796	Fla	РеалБест ДНК <i>Helicobacter pylori</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2014/1444 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Helicobacter pylori</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	50

ТУБЕРКУЛЕЗ

D-2398	Uni	РеалБест ДНК МВТС (форма 1)	48
D-2399	Str	РеалБест ДНК МВТС (форма 2) РУ № РЗН 2017/6051 Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулезного комплекса методом ПЦР в режиме реального времени. Форма 1 включает комплект реагентов для выделения ДНК. Форма 2 не содержит реагентов для выделения ДНК.	96

РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-5586	Str	РеалБест ДНК <i>Bordetella species</i>/ <i>Bordetella pertussis</i> / <i>Bordetella bronchiseptica</i> (комплект 1)	48
D-5587	Fla	РеалБест ДНК <i>Bordetella species</i>/ <i>Bordetella pertussis</i> / <i>Bordetella bronchiseptica</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2019/8741 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Bordetella species</i> с дифференциацией видов <i>Bordetella pertussis</i> и <i>Bordetella bronchiseptica</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержат реагентов для выделения НК.	50

D-5590	Str	РеалБест ДНК <i>Streptococcus pneumoniae</i> (комплект 1)	48
D-5591	Fla	РеалБест ДНК <i>Streptococcus pneumoniae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3994	50
С€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Streptococcus pneumoniae</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-5592	Str	РеалБест ДНК <i>Haemophilus influenzae</i> (комплект 1)	48
D-5593	Fla	РеалБест ДНК <i>Haemophilus influenzae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3935	50
С€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Haemophilus influenzae</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-5594	Str	РеалБест ДНК <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> (комплект 1)	48
D-5595	Fla	РеалБест ДНК <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3959	50
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-5596	Str	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (комплект 1)	48
D-5597	Fla	РеалБест ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/3960	50
С€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-5598	Str	РеалБест ДНК <i>Legionella pneumophila</i> (комплект 1)	48
D-5599	Fla	РеалБест ДНК <i>Legionella pneumophila</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2016/4166	50
С€		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Legionella pneumophila</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	

НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

D-4222	Str	РеалБест ДНК <i>Enterococcus faecalis</i> / <i>Enterococcus faecium</i> (комплект 1)	96
D-4226	Fla	РеалБест ДНК <i>Enterococcus faecalis</i> / <i>Enterococcus faecium</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2017/6237	100
		Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК <i>Enterococcus faecalis</i> и ДНК <i>Enterococcus faecium</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
D-5601	Str	РеалБест ДНК <i>Acinetobacter baumannii</i> / <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> (комплект 1)	96
D-5602	Fla	РеалБест ДНК <i>Acinetobacter baumannii</i> / <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2019/8686	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Acinetobacter baumannii</i> и ДНК <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержат реагентов для выделения НК.	
D-5605	Str	РеалБест ДНК <i>Klebsiella pneumoniae</i> / <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (комплект 1)	96
D-5606	Fla	РеалБест ДНК <i>Klebsiella pneumoniae</i> / <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (комплект 2) РУ № РЗН 2019/8688	100
		Набор реагентов для выявления ДНК <i>Klebsiella pneumoniae</i> и ДНК <i>Pseudomonas aeruginosa</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержат реагентов для выделения НК.	

ГЕНЕТИКА

ТРОМБОФИЛИЯ И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ

D-3801	Str	РеалБест-Генетика Гемостаз (12) РУ № РЗН 2015/3297	48
		Набор реагентов для дифференциального определения 12 однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определений
D-3802	Str	РеалБест-Генетика Гемостаз (F2/F5)	48
D-3803	Str	РеалБест-Генетика Гемостаз (MTR/MTRR/MTNFR) РУ № РЗН 2015/3297	48
С€		Набор реагентов для дифференциального определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
D-3831	Str	РеалБест-Генетика Гемостаз FGB/F13A1	48
С€		РУ № РЗН 2018/7024 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови FGB и F13A1 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
D-3832	Str	РеалБест-Генетика Гемостаз ITGA2/F7	48
С€		РУ № РЗН 2018/7023 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови ITGA2 и F7 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
D-3833	Str	РеалБест-Генетика Гемостаз PAI-1/ITGB3	48
С€		РУ № РЗН 2018/7025 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови PAI-1 и ITGB3 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ			
D-3804	Str	РеалБест-Генетика MCM6	48
С€		РУ № РЗН 2016/4760 Набор реагентов для определения однонуклеотидного полиморфизма -13910С/Т гена MCM6 (ассоциирован с риском развития непереносимости лактозы) методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ			
D-3805	Str	РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C/G894T	48
		РУ № РЗН 2018/7203 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов T(-786) C и G894T гена NOS3 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
D-3806	Str	РеалБест-Генетика ACE Del287/AGT T704C	48
		РУ № РЗН 2018/7307 Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов Del287 гена ACE и T704C гена AGT методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
D-3817	Str	РеалБест-Генетика CYP11B2 C(-344)T/ADD1 C1378T	48
		РУ № РЗН 2018/7418 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов C(-344)T гена CYP11B2 и C1378T гена ADD1 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
D-3818	Str	РеалБест-Генетика AGT C521T/AGTR1 A1166C	48
		РУ № РЗН 2018/7164 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов C521T гена AGT и A1166C гена AGTR1 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	
D-3819	Str	РеалБест-Генетика GNB3 C825T/AGTR2 G1675A	48
		РУ № РЗН 2018/7183 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов C825T гена GNB3 и G1675A гена AGTR2 методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕХА ВГС-ТЕРАПИИ

D-3811	Str	РеалБест-Генетика Интерлейкин 28В РУ № РЗН 2016/4767	48
С€		Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена интерлейкина 28В методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

D-3814	Str	РеалБест-Генетика AZF-микроделеции РУ № РЗН 2017/5476	48
С€		Набор реагентов для дифференциального определения делеций локуса AZF на Y-хромосоме человека методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАК ЯИЧНИКОВ

D-3807	Str	РеалБест-Генетика BRCA (BRCA1 185delAG/3875del4)	48
D-3808	Str	РеалБест-Генетика BRCA (BRCA1 3819del5/T300G)	48
D-3809	Str	РеалБест-Генетика BRCA (BRCA1 2080delA(insA)/BRCA2 6174delT)	48
D-3812	Str	РеалБест-Генетика BRCA (BRCA1 4153delA/5382insC) РУ № РЗН 2017/6238	48
		Набор реагентов для определения мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения ДНК.	

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ НFE-АССОЦИИРОВАННЫЙ ГЕМОХРОМАТОЗ (ГЕМОХРОМАТОЗ I ТИПА)

D-3822	Str	РеалБест-Генетика Гемохроматоз (HFE 187 C/G)	48
D-3823	Str	РеалБест-Генетика Гемохроматоз (HFE 193 A/T)	48
D-3824	Str	РеалБест-Генетика Гемохроматоз (HFE 845 G/A) РУ № РЗН 2017/6368	48
С€		Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена HFE методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

D-3836	Str	РеалБест-Генетика HLA-B*27 РУ № РЗН 2019/8808	48
		Набор реагентов для выявления аллеля HLA-B*27 человека методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	

ФАРМАКОГЕНЕТИКА ВАРФАРИНА

D-3827	Str	РеалБест-Генетика Варфарин (CYP2C9*2/CYP2C9*3)	48
D-3828	Str	РеалБест-Генетика Варфарин (VKORC1/CYP4F2*3)	48
D-3829	Str	РеалБест-Генетика Варфарин (GGCX)	48
D-3830	Str	РеалБест-Генетика Варфарин (CYP2C9*5/CYP2C9*6) РУ № РЗН 2017/6367	48
С€		Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, влияющих на подбор дозы варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени с детекцией кривых плавления. Не содержит реагентов для выделения НК.	

ВЕТЕРИНАРИЯ

V-5400	Str	РеалБест-Вет ДНК CHV-1 Декларация о соответствии № РОСС RU.СС07.Д00236 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса собак 1 типа (<i>Canine herpesvirus 1</i>) методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5401	Str	РеалБест-Вет РНК CDV Декларация о соответствии № РОСС RU.СС07.Д00142 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления РНК вируса чумы плотоядных (<i>Canine distemper virus</i>) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5402	Str	РеалБест-Вет ДНК CAIV-1 Декларация о соответствии № РОСС RU.СС07.Д00235 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК аденовируса собак 1 типа (<i>Canine adenovirus 1</i>) методом ПЦР в режиме реального времени.	48

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определенных
V-5403	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Mycoplasma canis</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00234 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma canis</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5404	Str	РеалБест-Вет РНК CPiV Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00237 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления РНК вируса парагриппа собак (<i>Canine parainfluenza virus</i>) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5408	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Mycoplasma canis</i>/ <i>Mycoplasma cynos</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00328 от 22.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma canis</i> и ДНК <i>Mycoplasma cynos</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5412		РеалБест-Вет ДНК <i>Mycoplasma cynos</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В. 00059/18 от 24.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma cynos</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5413	Str	РеалБест-Вет ДНК CPV-1 Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00330 от 22.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК парвовируса собак 1 типа (<i>Canine parvovirus 1</i> , <i>Canine minute virus</i>) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5420	Str	РеалБест-Вет ДНК FHV-1 Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00025 от 07.06.2017 Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса кошек 1 типа (<i>Feline herpesvirus 1</i>) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5421	Str	РеалБест-Вет ДНК CAAdV-2 Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00239 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК аденовируса собак 2 типа (<i>Canine adenovirus 2</i>) методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5422	Str	РеалБест-Вет РНК FCV Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00143 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления РНК калицивируса кошек (<i>Feline calicivirus</i>) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5423	Str	РеалБест-Вет ДНК FeLV Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00331 от 22.06.2018 Набор реагентов для выявления провирусной ДНК вируса лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5424	Str	РеалБест-Вет ДНК FIV Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00240 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления провирусной ДНК вируса иммунодефицита кошек (<i>Feline immunodeficiency virus</i>) методом ПЦР в режиме реального времени	48
V-5425	Str	РеалБест-Вет ДНК FeLV/ FIV Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00332 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления провирусной ДНК вируса лейкемии кошек (<i>Feline leukemia virus</i>) и провирусной ДНК вируса иммунодефицита кошек (<i>Feline immunodeficiency virus</i>) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5426	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Mycoplasma felis</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00241 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma felis</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5429	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Chlamydophila felis</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00334 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydophila felis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5460	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Anaplasma spp.</i>, <i>Ehrlichia spp.</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00144 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Anaplasma spp.</i> и <i>Ehrlichia spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определений
V-5461	Str	РеалБест-Вет ДНК Babesia spp. Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00145 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Babesia spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5462	Str	РеалБест-Вет ДНК Toxoplasma gondii Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00243 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Toxoplasma gondii</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5463	Str	РеалБест-Вет ДНК Borrelia burgdorferi s.l. Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00335 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi s.l.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5464	Str	РеалБест-Вет ДНК Anaplasma phagocytophilum Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00244 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5465	Str	РеалБест-Вет ДНК Chlamydia spp. Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00146 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydia spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5466	Str	РеалБест-Вет ДНК Mycoplasma spp., Ureaplasma spp. Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00147 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma spp.</i> и <i>Ureaplasma spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5467	Str	РеалБест-Вет ДНК CPV, FPV Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00148 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления ДНК парвовирусов собак и кошек (<i>Canine parvovirus, Feline panleukopenia virus</i>) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5468	Str	РеалБест-Вет РНК ССoV, FCoV Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00149 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов собак и кошек (<i>Canine coronavirus, Feline coronavirus</i>) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5469	Str	РеалБест-Вет ДНК Anaplasma platys/Anaplasma phagocytophilum Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00150 от 29.09.2017 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК <i>Anaplasma platys</i> и ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5470	Str	РеалБест-Вет ДНК Brucella spp. Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00336 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Brucella spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5471		РеалБест-Вет ДНК Anaplasma platys Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00058/18 от 24.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Anaplasma platys</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5473	Str	РеалБест-Вет Валидация образца Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00246 от 02.03.2018 Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК собак и кошек в биологических образцах методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5474	Str	РеалБест-Вет ДНК Salmonella spp. Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00337 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Salmonella spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определенных
V-5475	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Bordetella bronchiseptica</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00151 от 29.09.2017 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Bordetella bronchiseptica</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5476	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Bartonella spp.</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00247 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Bartonella spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5477	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Microsporium</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д00248 от 02.03.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Microsporium canis</i> , <i>Microsporium ferrugineum</i> и <i>Microsporium audouinii</i> методом ПЦР в режиме реального времени.	48
V-5479	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Chlamydia spp./Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00338 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydia spp.</i> , ДНК <i>Mycoplasma spp.</i> и <i>Ureaplasma spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5480	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Salmonella spp./ S. typhimurium/ S. enteridis</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00339 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Salmonella species</i> с дифференциацией типов <i>Salmonella typhimurium</i> и <i>Salmonella enteridis</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5482	Str	РеалБест-Вет ДНК <i>Campylobacter spp.</i> Декларация о соответствии № РОСС RU.СC07.Д 00340 от 25.06.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Campylobacter spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5483		РеалБест-Вет ДНК <i>Clostridium difficile/Clostridium perfringens</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00071/18 от 26.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Clostridium difficile</i> и ДНК <i>Clostridium perfringens</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5484		РеалБест-Вет ДНК <i>Clostridium difficile tcdA/tcdB/CDT</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00071/18 от 26.12.2018 Набор реагентов для выявления генов <i>Clostridium difficile</i> , кодирующих токсин А (tcdA), токсин В (tcdB) и бинарный токсин (CDT), методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5485		РеалБест-Вет ДНК <i>Chlamydophila psittaci</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00069/18 от 26.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydophila psittaci</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5486		РеалБест-Вет ДНК <i>Cryptosporidium spp.</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00068/18 от 26.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Cryptosporidium spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5487		РеалБест-Вет ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00061/18 от 25.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5488		РеалБест-Вет РНК <i>Rotavirus A</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00062/18 от 25.12.2018 Набор реагентов для выявления РНК ротавируса А (<i>Rotavirus A</i>) методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5489		РеалБест-Вет ДНК <i>Giardia spp.</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.СC07.В.00063/18 от 25.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Giardia spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48

№ по каталогу	Формат	Наименование и краткое описание	Число определений
V-5490		РеалБест-Вет ДНК <i>Mycobacterium spp.</i> Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.СC07.В.00067/18 от 26.12.2018 Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycobacterium spp.</i> методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК.	48
V-5499		РеалБест-Вет АниМаг Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.СC07.В.00064/18 от 25.12.2018 Набор реагентов для автоматического выделения НК из цельной крови.	96
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЦР			
E-9449		Крышки к пробиркам в стрипах по 8 штук, выпуклая крышка Выпуклая крышка к ПЦР-пробиркам в стрипах по 8 штук (125 стрипов в упаковке)	1 упаковка

КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ

АЛЬБУМИН

В-8025	Альбумин-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6078 Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×100 мл
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

А-АМИЛАЗА

В-8059	Амилаза-Ново (100)	5×20 мл
В-8096	Амилаза-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6217 Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	4×50 мл
В-8061	Амилаза панкреатическая-Ново-1 (50)	4×10; 2×5 мл
В-8062	Амилаза панкреатическая-Ново-1 (100) РУ № РЗН 2017/6451 Набор реагентов для определения активности панкреатической α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод с иммуноингибированием, субстрат CNP-олигосахарид). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	4×20; 4×5 мл

АМИНОТРАНСФЕРАЗЫ

В-8016	Трансаминаза-АЛТ-Ново РУ № ФСР 2007/01263 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (динитрофенилгидразиновый метод Райтмана-Френкеля). <i>Набор для ручного анализа.</i>	4×25 мл (400 проб)
В-8078	АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (100)	2×40 мл; 2×10 мл
В-8079	АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (500) РУ № РЗН 2017/6210 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×200 мл; 2×50 мл
В-8022	Трансаминаза-АСТ-Ново РУ № ФСР 2007/01262 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (динитрофенилгидразиновый метод Райтмана-Френкеля). <i>Набор для ручного анализа.</i>	4×25 мл (400 проб)
В-8080	АСТ-УФ-Ново жидкая форма (100)	2×40 мл; 2×10 мл
В-8081	АСТ-УФ-Ново жидкая форма (500) РУ № РЗН 2017/6208 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×200 мл; 2×50 мл

БЕЛОК ОБЩИЙ

В-8012	Протеин-Ново (500)	2×250 мл
В-8072	Протеин-Ново (1000) РУ № РЗН 2017/6080 Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	4×250 мл
В-8377	Протеин-Ново бирагент (500) РУ № РЗН 2019/8612 Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод). <i>Набор для автоматических анализаторов.</i>	2×200 мл 2×50 мл

		БИЛИРУБИН
В-8020	Билирубин-Ново (вариант 1)	2×100 мл; 1×5,5 мл
В-8065	Билирубин-Ново (вариант 2) РУ № ФСР 2008/03475 Набор реагентов для определения общего и конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке крови с калибратором (модифицированный метод Иендрашика-Грофа). <i>Набор для ручного анализа и полуавтоматических анализаторов.</i>	2×100 мл; 1×5,5 мл 2×250 мл; 1×14 мл 2×250 мл; 1×14 мл
В-8021	Билирубин-Ново общий (200)	2×100 мл; 1×5,5 мл
В-8066	Билирубин-Ново общий (500) РУ № РЗН 2017/6205 Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке крови с калибратором (модифицированный метод Иендрашика-Грофа). <i>Набор для ручного анализа и полуавтоматических анализаторов.</i>	2×250 мл; 1×14 мл
В-8308	Билирубин общий-Ново-А (120)	1×100 мл; 1×20 мл
В-8318	Билирубин общий-Ново-А (600) РУ № РЗН 2017/6365 Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлорфенилдиазониевой солью). <i>Набор для автоматических анализаторов.</i>	2×250 мл; 2×50 мл
В-8309	Билирубин конъюгированный-Ново-А (125)	1×100 мл; 1×30 мл 1×3 мл
В-8319	Билирубин конъюгированный-Ново-А (625) РУ № РЗН 2017/6384 Набор реагентов для определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором прямого билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой). <i>Набор для автоматических анализаторов.</i>	2×250 мл; 2×75 мл 2×7,5 мл
		ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА
В-8099	Гамма-ГТ-Ново (100)	2×40 мл; 2×10 мл
В-8030	Гамма-ГТ-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6212 Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме крови (кинетический метод Зейца). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×80 мл; 2×20 мл
		ГЛЮКОЗА
В-8015	Депротеинирующий раствор-Ново РУ № РЗН 2017/6464 Раствор для осаждения белков при определении глюкозы в цельной крови.	2×20 мл
В-8054	Глюкоза-Ново (200)	2×100 мл
В-8056	Глюкоза-Ново (500)	2×250 мл
В-8057	Глюкоза-Ново (1000) РУ № РЗН 2017/6475 Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче (глюкозооксидазный метод GOD-PAP). При определении глюкозы в цельной крови для осаждения белков необходимо использовать «Депротеинирующий раствор-Ново» (кат. № В-8015). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	4×250 мл
В-8095	Глюкоза-УФ-Ново (500) РУ № РЗН 2017/6420 Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ-гексокиназный метод). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×250 мл
В-8395	Глюкоза-УФ-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6420 Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×100 мл

ЖЕЛЕЗО

V-8035	Железо-Ново (60)	1×50 мл
V-8045	Железо-Ново (240) РУ № РЗН 2019/8351 Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (метод с феррозином без депротеинизации). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	4×50 мл
V-8044	ОЖСС-Ново РУ № РЗН 2019/8611 Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови (метод осаждения с использованием наборов «Железо-Ново» и «Железо-Ново-А» производства АО «Вектор-Бест») <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×100 мл 1×30 г
V-8345	Железо-Ново-А (200) РУ № РЗН 2017/6378 Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (метод с феррозином без депротеинизации). <i>Набор для автоматических анализаторов.</i>	4×50 мл 2×25 мл

КАЛИЙ

V-8338	Калий-Ново (вариант 1) РУ № РЗН 2015/2884 Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови (турбидиметрический метод без депротеинизации). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×50 мл
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

КАЛЬЦИЙ

V-8013	Кальций-Ново (100)	1×100 мл
V-8331	Кальций-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6534 Набор реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче (метод с арсеназо III). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×200 мл
V-8301	Кальций-ОКФ-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6228 Набор реагентов для определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче (метод с 0-крезолфталеинкомплексом). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×80 мл; 2×20 мл

КРЕАТИНИН

V-8007	Креатинин-Ново РУ № ФСР 2007/01260 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (метод по конечной точке, реакция Яффе и принцип Слота). <i>Набор для ручного анализа.</i>	1×100 мл
V-8307	Креатинин-Ново-А (вариант 1)	1×100 мл
V-8302	Креатинин-Ново-А (вариант 2)	1×200 мл
V-8303	Креатинин-Ново-А (вариант 3) РУ № ФСР 2010/07014 Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе без депротеинизации). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×500 мл
V-8315	Креатинин-Ново-А (биреагент) (вариант 1 авто)	1×80 мл; 1×20 мл
V-8316	Креатинин-Ново-А (биреагент) (вариант 2 авто) РУ № РЗН 2014/1457 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией) <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×200 мл; 2×50 мл
V-8332	Креатинин-ПАП-Ново (вариант 1)	2×20 мл; 2×5 мл
V-8333	Креатинин-ПАП-Ново (вариант 2) РУ № РЗН 2014/1452 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (саркозиноксидазный/пероксидазный колориметрический метод по конечной точке). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×40 мл; 2×10 мл

В-8375 Креатинин-Яффе-Ново (200) 2×80 мл; 2×20 мл
 РУ № РЗН 2017/6456
 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе, рабочий реагент с повышенной стабильностью).
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.

КРЕАТИНКИНАЗА

В-8086 Креатинкиназа-Ново (жидкая форма) (вариант 1) 2×20; 2×5 мл
В-8087 Креатинкиназа-Ново (жидкая форма) (вариант 2) 2×40; 2×10 мл

РУ № ФСР 2012/13120
 Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке, плазме крови (УФ-кинетический метод с NAC-активацией, IFCC).
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.

В-8085 Креатинкиназа-МВ-Ново (100) 4×20; 4×5 мл
 РУ № РЗН 2017/6454

Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод с иммуноингибированием).
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.

В-8226 Калибратор КК/КК-МВ-Ново 1×2 мл
 РУ № РЗН 2019/8699
 Калибратор общей креатинкиназы и ее МВ фракции.

ЛАКТАТ

В-8340 Лактат-Ново (100) 2×50 мл
 Набор реагентов для определения концентрации лактата в плазме крови и спинномозговой жидкости (ферментативный колориметрический метод).
Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА

В-8071 ЛДГ-УФ-Ново (вариант 3) 4×20 мл; 4×5 мл
В-8321 ЛДГ-УФ-Ново (вариант 4) 2×80 мл; 2×20 мл
 РУ № ФСР 2012/13737
 Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке, плазме крови (УФ-кинетический метод, SFBC).
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.

ЛИПАЗА

В-8343 Липаза-Ново (вариант 1) 2×45 мл; 1×18 мл
 РУ № РЗН 2017/6018
 Набор реагентов с калибратором для определения активности липазы в сыворотке и плазме крови (ферментативный колориметрический метод).
Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.

МАГНИЙ

В-8093 Магний-Ново (вариант 1) 2×50 мл
В-8094 Магний-Ново (вариант 2) 2×100 мл
 РУ № РЗН 2014/1493
 Набор реагентов для определения магния в сыворотке, плазме крови и моче (метод с ксилитиловым синим). Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА

В-8097 Мочевая кислота-Ново жидкая форма (100) 2×50 мл
В-8098 Мочевая кислота-Ново жидкая форма (200) 2×100 мл
 РУ № РЗН 2017/6071
 Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче. (ферментативный колориметрический метод).
Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.

МОЧЕВИНА

V-8038	Новокарб (вариант 2) РУ № ФСР 2010/08651 Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче (уреазно-салицилатный метод, реакция Бертлота). <i>Набор для ручного анализа и полуавтоматических анализаторов.</i>	2×20 мл (400 проб) (концентраты)
V-8050	Мочевина-Ново (вариант 1)	1×100 мл
V-8074	Мочевина-Ново (вариант 2) РУ № ФСР 2007/01468 Набор жидких готовых реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче (уреазно-салицилатный метод, реакция Бертлота). <i>Набор для ручного анализа и полуавтоматических анализаторов.</i>	1×200 мл
V-8091	Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (200)	2×80 мл; 2×20 мл
V-8092	Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (500) РУ № РЗН 2017/6418 Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ-кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×200 мл; 2×50 мл

ТРИГЛИЦЕРИДЫ

V-8322	Триглицериды-Ново жидкая форма (100)	2×50 мл
V-8323	Триглицериды-Ново жидкая форма (500) РУ № РЗН 2017/6082 Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови (ферментативный метод GPO-PAP). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×250 мл

ФОСФАТАЗА ЩЕЛОЧНАЯ

V-8327	Щелочная фосфатаза-Ново жидкая форма (вариант 1)	2×40 мл; 2×10 мл
V-8329	Щелочная фосфатаза-Ново жидкая форма (вариант 2) РУ № ФСР 2011/11171 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке, плазме крови (кинетический метод, субстрат рNpp, ДЭА-буфер, DGKC). <i>Набор для автоматических и полуавтоматических анализаторов.</i> <i>Набор может быть использован и для ручного анализа.</i>	2×80 мл; 2×20 мл
V-8373	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново РУ № РЗН 2019/8628 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (IFCC метод). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	2×40 мл, 2×10 мл

ФОСФОР

V-8026	Фосфор-Ново (100)	1×100 мл
V-8330	Фосфор-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6452 Набор реагентов для определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме крови и моче (УФ-метод без депротеинизации). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×200 мл

ХЛОРИДЫ

V-8028	Хлориды-Ново (200) РУ № РЗН 2017/6075 Набор реагентов для определения хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче (метод с роданидом (тиоцианатом) ртути). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×200 мл
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

ХОЛЕСТЕРИН

V-8069	Холестерин-Ново (200)	2×100 мл
V-8070	Холестерин-Ново (500)	2×250 мл
V-8368	Холестерин-Ново (1000) РУ № РЗН 2017/6469 Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови, жидкий монореагент (ферментативный метод CHOD-PAP). <i>Набор для ручного анализа полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	4×250 мл

В-8024	ЛВП-Холестерин-Ново РУ № ФСР 2009/06170 Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (осаждающий реагент с калибратором) в сыворотке крови. <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×100 мл
В-8259	Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (1)	1×1 мл
В-8260	Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (2) РУ № РЗН 2017/5968 Калибратор на основе сыворотки крови человека, аттестованный по ЛВП/ЛНП-холестерину, предназначенный для калибровки методик определения холестерина ЛВП и ЛНП прямыми методами.	2×1 мл
В-8355	ЛВП-Холестерин-Ново-А (вариант 1) РУ № РЗН 2015/3508 Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым методом. <i>Набор с калибратором для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	3×20 мл; 1×20 мл калибратор 1×1 мл
В-8356	ЛВП-Холестерин-Ново-А (вариант 2) РУ № РЗН 2015/3508 Набор реагентов для определения концентрации липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым методом. <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	4×45 мл 4×15 мл
В-8357	ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 1) РУ № РЗН 2015/3376 Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом. <i>Набор с калибратором для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	3×20 мл; 1×20 мл калибратор 1×1 мл
В-8358	ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 2) РУ № РЗН 2015/3376 Набор реагентов для определения концентрации липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом. <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов</i>	4×45 мл 4×15 мл

ХОЛИНЭСТЕРАЗА

В-8077	Холинэстераза-Ново (100) РУ № РЗН 2017/6323 Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод с гексоцианоферратом DGKC). <i>Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×80 мл 1×20 мл
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ЦИНК

В-8370	Цинк-Ново (50) РУ № РЗН 2019/8631 Набор реагентов для определения концентрации цинка в сыворотке, плазме крови, моче и семенной жидкости (метод без депротеинизации). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×50 мл
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ «МИУРА»

В-7701	Альбумин-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6078 Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым).	5×50 мл
В-7703	Амилаза-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6217 Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид).	5×50 мл
В-7707	АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (Миура) РУ № РЗН 2017/6210 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).	4×48 мл, 4×14 мл
В-7709	АСТ-УФ-Ново жидкая форма (Миура) РУ № РЗН 2017/6208 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).	4×48 мл, 4×14 мл

В-7711	Протеин-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6080 Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод).	5×50 мл
В-7713	Билирубин общий-Ново-А (Миура) РУ № РЗН 2017/6365 Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлорфенилдиазониевой солью).	4×40 мл; 4×10 мл
В-7715	Билирубин конъюгированный-Ново-А (Миура) РУ № РЗН 2017/6384 Набор реагентов для определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой).	4×40 мл; 4×10 мл 4×1 мл
В-7717	Гамма-ГТ-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6212 Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод Зейца).	4×48 мл; 4×14 мл
В-7721	Глюкоза-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6475 Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче (глюкозооксидазный метод GOD-PAP).	5×50 мл
В-7723	Глюкоза-УФ-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6420 Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод).	5×50 мл
В-7725	Железо-Ново-А (Миура) РУ № РЗН 2017/6378 Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (метод с феррозином без депротеинизации).	4×48 мл; 4×14 мл
В-7727	Кальций-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6534 Набор реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче (метод с арсеназо III).	5×50 мл
В-7729	Креатинин-Ново-А (биреагент) (вариант 6 авто, Миура) РУ № РЗН 2014/1457 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией).	4×48 мл; 4×12 мл
В-7755	Креатинин-ПАП-Ново (вариант 6 авто, Миура) РУ № РЗН 2014/1452 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (саркозиоксидазный/пероксидазный колориметрический метод по конечной точке)	4×48 мл; 4×12 мл
В-7731	Креатинкиназа-Ново (жидкая форма) (вариант 3 авто, Миура) РУ № ФСР 2012/13120 Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод с НАС-активацией, IFCC).	4×48 мл; 4×12 мл
В-7733	Креатинкиназа-МВ-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6454. Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод с иммуноингибированием).	4×48 мл; 4×12 мл
В-7735	ЛДГ-УФ-Ново (вариант 5 авто, Миура) РУ № ФСР 2012/13737. Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC).	4×48 мл; 4×12 мл
В-7737	Магний-Ново (вариант 4 авто, Миура) РУ № РЗН 2014/1493 Набор реагентов для определения магния в сыворотке, плазме крови и моче (метод с ксиллидиловым синим).	4×50 мл
В-7739	Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Миура) РУ № РЗН 2017/6071 Набор реагентов для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод).	4×50 мл
В-7741	Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (Миура) РУ № РЗН 2017/6418 Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).	4×48 мл; 4×14 мл

В-7743	Триглицериды-Ново жидкая форма (Миура) РУ № РЗН 2017/6082 Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод GPO-PAP).	5×50 мл
В-7745	Щелочная фосфатаза-Ново жидкая форма (Миура, 240) РУ № ФСР 2011/11171 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC).	4×48 мл; 4×12 мл
В-7746	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Миура) РУ № РЗН 2019/8628 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (IFCC метод).	4×48 мл, 4×14 мл
В-7747	Фосфор-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6452 Набор реагентов для определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме крови и моче (УФ метод без депротеинизации).	3×50 мл
В-7749	Хлориды-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6075 Набор реагентов для определения хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче (метод с роданидом (тиоцианатом) ртути).	3×50 мл
В-7751	Холестерин-Ново (Миура) РУ № РЗН 2017/6469 Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).	5×50 мл

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА «САФИР 400»

В-7901	Альбумин-Ново (Сапфир 400-24)	4×60 мл
В-7601	Альбумин-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6078 Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым).	6×40 мл
В-7903	Амилаза-Ново (Сапфир 400-24)	4×60 мл
В-7603	Амилаза-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6217 Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид).	6×40 мл
В-7907	АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (Сапфир 400-24)	4×36 мл; 2×20 мл
В-7607	АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6210 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).	6×23 мл; 3×13 мл
В-7909	АСТ-УФ-Ново жидкая форма (Сапфир 400-24)	4×36, 2×20 мл
В-7609	АСТ-УФ-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6208 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).	6×23 мл; 3×13 мл
В-7911	Протеин-Ново (Сапфир 400-24)	4×60 мл
В-7611	Протеин-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6080 Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод).	6×40 мл
В-7913	Билирубин общий-Ново-А (Сапфир 400-24)	4×40 мл; 2×20 мл
В-7613	Билирубин общий-Ново-А (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6365 Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью).	6×20 мл; 3×10 мл
В-7915	Билирубин конъюгированный-Ново-А (Сапфир 400-24)	4×40 мл; 2×20 мл
В-7615	Билирубин конъюгированный-Ново-А (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6384 Набор реагентов для определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой).	2×2 мл 6×20 мл; 3×10 мл 3×1 мл

B-7917	Гамма-ГТ-Ново (Сапфир 400-24)	4×36 мл; 2×20 мл
B-7617	Гамма-ГТ-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6212 Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод Зейца).	6×23 мл; 3×13 мл
B-7921	Глюкоза-Ново (Сапфир 400-24)	4×60 мл
B-7621	Глюкоза-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6475 Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче (глюкозооксидазный метод GOD-PAP).	6×40 мл
B-7923	Глюкоза-УФ-Ново (Сапфир 400-24)	4×60 мл
B-7623	Глюкоза-УФ-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6420 Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод).	6×40 мл
B-7925	Железо-Ново-А (Сапфир 400-24)	4×36 мл; 2×20 мл
B-7625	Железо-Ново-А (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6378 Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (метод с феррозином без депротеинизации).	6×23 мл; 3×13 мл
B-7927	Кальций-Ново (Сапфир 400-24)	4×60 мл
B-7627	Кальций-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6534 Набор реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче (метод с арсеназо III).	6×40 мл
B-7929	Креатинин-Ново-А (биреагент) (вариант 6 авто, Сапфир 400-24)	4×40 мл; 2×20 мл
B-7629	Креатинин-Ново-А (биреагент) (вариант 6 авто, Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2014/1457 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией).	6×24 мл; 3×12 мл
B-7935	ЛДГ-УФ-Ново (вариант 5 авто, Сапфир 200-24) РУ № ФСР 2012/13737 Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC).	4×40 мл; 2×20 мл
B-7937	Магний-Ново (вариант 4 авто, Сапфир 400-24)	4×60 мл
B-7637	Магний-Ново (вариант 4 авто, Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2014/1493 Набор реагентов для определения магния в сыворотке, плазме крови и моче (метод с ксиллиловым синим).	4×40 мл
B-7939	Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Сапфир 400-24)	4×60 мл
B-7639	Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6071 Набор реагентов для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод).	4×40 мл
B-7941	Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (Сапфир 400-24)	4×36 мл; 2×20 мл
B-7641	Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6418 Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).	6×23 мл; 3×13 мл
B-7943	Триглицериды-Ново жидкая форма (Сапфир 400-24)	4×60 мл
B-7643	Триглицериды-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6082 Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод GPO-PAP).	6×40 мл
B-7945	Щелочная фосфатаза-Ново жидкая форма (Сапфир 400-24, 200)	4×40 мл; 2×20 мл
B-7645	Щелочная фосфатаза-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36, 180) РУ № ФСР 2011/11171 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC).	6×24 мл; 3×12 мл
B-7946	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Сапфир 400-24)	4×36 мл; 2×20 мл
B-7646	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2019/8628 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (IFCC метод).	6×23 мл; 3×13 мл

В-7951	Холестерин-Ново (Сапфир 400-24)	4×60 мл
В-7651	Холестерин-Ново (Сапфир 400-36) РУ № РЗН 2017/6469 Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).	6×40 мл

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА «ТАУРУС»

В-7401	Альбумин-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6078 Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым).	2305
В-7403	Амилаза-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6217 Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид).	2892
В-7405	Амилаза панкреатическая-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6451 Набор реагентов для определения активности панкреатической альфа-амилазы в сыворотке крови, плазме и моче (кинетический метод с иммуноингибированием, субстрат CNP-олигосахарид).	954
В-7407	АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (Таурус) РУ № РЗН 2017/6210 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).	5855
В-7409	АСТ-УФ-Ново жидкая форма (Таурус) РУ № РЗН 2017/6208 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).	5855
В-7411	Протеин-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6080 Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод).	4610
В-7412	Протеин-Ново бирагент (Таурус) РУ № РЗН 2019/8612 Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод)	4520
В-7413	Билирубин общий-Ново-А (Таурус) РУ № РЗН 2017/6365 Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью).	3900
В-7415	Билирубин конъюгированный-Ново-А (Таурус) РУ № РЗН 2017/6384 Набор реагентов для определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой).	3800
В-7417	Гамма-ГТ-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6212 Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме крови (кинетический метод Зейца).	1840
В-7421	Глюкоза-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6475 Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче (глюкозооксидазный метод GOD-PAP).	4900
В-7423	Глюкоза-УФ-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6420 Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ-гексокиназный метод).	2305
В-7425	Железо-Ново-А (Таурус) РУ № РЗН 2017/6378 Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (метод с феррозином без депротеинизации).	1950
В-7427	Кальций-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6534 Набор реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче (метод с арсеназо III).	975

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
В-7429	Креатинин-Ново-А (биреагент) (вариант 6 авто, Таурус) РУ № РЗН 2014/1457 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией).	4520
В-7455	Креатинин-ПАП-Ново (вариант 6 авто, Таурус) РУ № РЗН 2014/1452 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (саркозиноксидазный/пероксидазный колориметрический метод по конечной точке).	2380
В-7431	Креатинкиназа-Ново (жидкая форма) (вариант 3 авто, Таурус) РУ № ФСР 2012/13120 Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод с NAC-активацией, IFCC).	1074
В-7434	Креатинкиназа-МВ-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6454 Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод с иммуноингибированием).	2148
В-7435	ЛДГ-УФ-Ново (вариант 5 авто, Таурус) РУ № ФСР 2012/13737 Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод, SFBC).	954
В-7437	Магний-Ново (вариант 4 авто, Таурус) РУ № РЗН 2014/1493 Набор реагентов для определения магния в сыворотке, плазме крови и моче (метод с ксиллиловым синим).	777
В-7439	Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Таурус) РУ № РЗН 2017/6071 Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод).	1844
В-7441	Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (Таурус) РУ № РЗН 2017/6418 Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче (УФ-кинетический уреазно-глутаматдегидрогеназный метод).	4520
В-7443	Триглицериды-Ново жидкая форма (Таурус) РУ № РЗН 2017/6082 Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови (ферментативный метод GPO-PAP).	2450
В-7445	Щелочная фосфатаза-Ново жидкая форма (Таурус) РУ № ФСР 2011/11171 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат рNpp, ДЭА-буфер DGKC).	2712
В-7446	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2019/8628 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (IFCC метод).	2710
В-7447	Фосфор-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6452 Набор реагентов для определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме крови и моче (УФ метод без депротеинизации).	1050
В-7449	Хлориды-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6075 Набор реагентов для определения хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче (метод с роданидом (тиоцианатом) ртути).	1050
В-7451	Холестерин-Ново (Таурус) РУ № РЗН 2017/6469 Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).	4900
В-7467	Ревматоидный фактор-Ново (латекс) (вариант 5 авто, Таурус) РУ № РЗН 2014/1494 Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови (латексный иммунотурбидиметрический метод).	954

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА «ВА400»

В-7301	Альбумин-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6078 Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым).	1475
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
В-7303	Амилаза-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6217 Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид)	1475
В-7305	Амилаза панкреатическая-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6451 Набор реагентов для определения панкреатической α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод с иммуноингибированием, субстрат CNP-олигосахарид).	475
В-7307	АЛТ-УФ-Ново жидкая форма (ВА400) РУ № РЗН 2017/6210 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC)	2850
В-7309	АСТ-УФ-Ново жидкая форма (ВА400) РУ № РЗН 2017/6208 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC)	2850
В-7311	Протеин-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6080 Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод).	2950
В-7312	Протеин-Ново бирагент (ВА400) РУ № РЗН 2019/8612 Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод)	2850
В-7313	Билирубин общий-Ново-А (ВА400) РУ № РЗН 2017/6365 Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором общего билирубина (DPD-метод с 3,5дихлорфенилдиазониевой солью)	1900
В-7315	Билирубин конъюгированный-Ново-А (ВА400) РУ № РЗН 2017/6384 Набор реагентов для определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой).	1180
В-7317	Гамма-ГТ-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6212 Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме крови (кинетический метод Зейца).	1425
В-7321	Глюкоза-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6475. Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче (глюкозооксидазный метод GOD-PAP).	3000
В-7323	Глюкоза-УФ-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6420 Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод).	1475
В-7325	Железо-Ново-А (ВА400) РУ № РЗН 2017/6378 Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (метод с феррозином без депротеинизации)	1200
В-7327	Кальций-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6534 Набор реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче (метод с арсеназо III).	1475
В-7331	Креатинкиназа-Ново (жидкая форма) (вариант 3 авто, ВА400) РУ № ФСР 2012/13120 Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке, плазме крови (УФ-кинетический метод с NAC активацией, IFCC).	1425
В-7333	Креатинкиназа-МВ-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6454 Набор реагентов для определения МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод с иммуноингибированием).	475
В-7335	ЛДГ-УФ-Ново (вариант 5 авто, ВА400) РУ № ФСР 2012/13737 Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке, плазме крови (УФ-кинетический метод, SFBC)	1425

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Число определений
V-7337	Магний-Ново (вариант 4 авто, ВА400) РУ № РЗН 2014/1493 Набор реагентов для определения магния в сыворотке, плазме крови и моче (метод с ксилитидиловым синим)	885
V-7339	Мочевая кислота-Ново жидкая форма (ВА400) РУ № РЗН 2017/6071 Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод).	1180
V-7341	Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (ВА400) РУ № РЗН 2017/6418. Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ-кинетический, уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).	2850
V-7343	Триглицериды-Ново жидкая форма (ВА400) РУ № РЗН 2017/6082 Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови (ферментативный метод GPO-PAP).	1500
V-7346	Щелочная фосфатаза IFCC-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2019/8628 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (IFCC метод).	1425
V-7347	Фосфор-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6452. Набор реагентов для определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме крови и моче (УФ-метод без депротеинизации).	900
V-7349	Хлориды-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6075 Набор реагентов для определения хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче (метод с роданидом (тиоционатом) ртути).	900
V-7351	Холестерин-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6469 Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).	2400
V-7383	Креатинин-Яффе-Ново (ВА400) РУ № РЗН 2017/6456 Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе).	2850

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Фасовка
V-8208	Мочевой контроль-Ново (вариант 1)	3×10 мл; 3×10 мл
V-8212	Мочевой контроль-Ново (вариант 2) РУ № РЗН 2017/6025 Набор водных контрольных растворов компонентов мочи, содержащий белок, глюкозу двух уровней концентраций с аттестованным значением рН.	3×25 мл; 3×25 мл
V-8213	Сыворотка контрольная (аттестованная, уровень 1)	5×5 мл
V-8214	Сыворотка контрольная (аттестованная, уровень 1) РУ № ФСР 2008/02503 Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека, аттестованных по ~30 показателям, нормальный уровень.	10×5 мл
V-8216	Сыворотка контрольная (аттестованная, уровень 2)	5×5 мл
V-8217	Сыворотка контрольная (аттестованная, уровень 2) РУ № ФСР 2008/02503 Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека, аттестованных по ~30 показателям, патологический уровень.	10×5 мл
V-8222	Контрольная моча – Ново (вариант 1)	1×5 мл, 1×5 мл
V-8223	Контрольная моча – Ново (вариант 2) РУ № РЗН 2019/8644 Набор образцов контрольной мочи на основе мочи человека, аттестованный по 12 показателям, двух уровней концентрации	5×5 мл, 5×5 мл
V-8227	Мультикалибратор-Ф (1) РУ № РЗН 2019/8665 Мультикалибратор на основе сыворотки крови человека для ферментов, лиофилизированный Предназначен для автоматических биохимических анализаторов при выполнении исследований с использованием наборов производства АО «Вектор-Бест»	1×3 мл

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Фасовка
В-8231	Мультикалибратор-СЭ (вариант 1)	1×4 мл
В-8232	Мультикалибратор-СЭ (вариант 2) РУ № РЗН 2017/6026 Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки крови для субстратов и электролитов, лиофилизированный. <i>Предназначен для автоматических биохимических анализаторов при выполнении исследований с использованием наборов производства «Вектор-Бест».</i>	5×4 мл
Е-9385	Калибратор для автоматизированных систем / Calibrator for automatic systems (C.f.a.s.) (Roche Diagnostics, Германия) РУ № ФСЗ 2010/07525 Мультикалибратор лиофилизированный на основе сыворотки крови человека.	12×3 мл

ГЕМАТОЛОГИЯ

В-8018	Гемоглобин-Ново РУ № ФСР 2007/01264 Набор реагентов для определения гемоглобина в крови с калибратором (гемихромный метод). Набор для ручного анализа.	4×10 мл (800 проб) (концентрат)
В-8113	Гемосо-Ново РУ № ФСР 2007/01261 Набор калибровочных растворов гемихрома с четырьмя концентрациями гемоглобина в интервале от 50 до 180 г/л для построения калибровочного графика при количественном определении гемоглобина в крови человека гемихромным методом. Для проверки правильности работы приборов: СФ, ФЭК, КФК, гемоглобинометров.	4×5 мл
В-8204	Гемоконт-Ново РУ № ФСР 2011/10644 Набор контрольных растворов гемоглобина (гемолизат крови) трех концентраций в интервале от 70 до 170 г/л для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации гемоглобина гемихромным и гемиглобцианидным методами.	3×2 мл

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ

В-8047	Белок-ПГК-Ново (основная комплектация)	2×100 мл
В-8084	Белок-ПГК-Ново (вариант 1) РУ № ФСР 2009/05949 Набор реагентов для определения белка в моче и спинномозговой жидкости (метод с пирогалловым красным). Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.	2×250 мл

ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ

В-9511	Антистрептолизин О-Ново (латекс) (вариант 1) РУ № РЗН 2016/3867 Набор реагентов для определения антистрептолизина О в сыворотке и плазме крови (латексный иммунотурбидиметрический метод).	1×40 мл 1×10 мл калибратор 1×1 мл
В-9512	Антистрептолизин О-Ново (латекс) (вариант 2) РУ № РЗН 2019/3867 Набор реагентов для определения антистрептолизина О в сыворотке и плазме крови (латексный иммунотурбидиметрический метод). Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.	2×40 мл 2×10 мл
В-9551	АСО калибратор-Ново РУ № РЗН 2019/8717 Калибратор антистрептолизина О лиофилизированный предназначен для проведения калибровки при определении концентрации антистрептолизина О (АСО) набором реагентов «Антистрептолизин О-Ново» производства АО «Вектор-Бест».	1×1 мл
В-9522	Гликогемоглобин калибраторы-Ново РУ № РЗН 2017/6085 Набор калибровочных образцов HbA1c для определения HbA1c иммунотурбидиметрическим методом (пяти уровней концентраций).	1×2 мл 4×0,5 мл
В-9520	Гликогемоглобин-Ново (60) РУ № РЗН 2017/5917 Набор реагентов для определения HbA1c в крови (иммунотурбидиметрический метод). Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.	2×25 мл 1×10 мл
В-9523	Иммуноглобулин А-Ново (50) РУ № РЗН 2017/6602 Набор реагентов для определения IgA в сыворотке и плазме крови (иммунотурбидиметрический метод). Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.	1×45 мл 1×7,5 мл
В-9525	Иммуноглобулин G-Ново (50) РУ № РЗН 2017/6603 Набор реагентов для определения IgG в сыворотке и плазме крови (иммунотурбидиметрический метод). Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.	1×45 мл 1×5 мл

№ по каталогу	Наименование и краткое описание	Фасовка
В-9527	Иммуноглобулин М-Ново (50) РУ № РЗН 2017/6376 Набор реагентов для определения IgM в сыворотке и плазме крови (иммунотурбидиметрический метод) <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×45 мл 1×7,5 мл
В-9549	Калибратор иммуноглобулинов-Ново РУ № РЗН 2017/6379 Калибратор для определения IgA, IgG, IgM иммунотурбидиметрическим методом	1×1 мл
В-9590	Лизирующий раствор-Ново (500) РУ № РЗН 2017/5913 Лизирующий раствор для определения в крови HbA1c иммунотурбидиметрическим методом.	2×250 мл
В-9515	Микроальбумин-Ново (вариант 2) РУ № РЗН 2015/2917 Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче (иммунотурбидиметрический метод). <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×48 мл 1×8 мл калибратор 1×1 мл
В-9507	Ревматоидный фактор-Ново (латекс) (вариант 1) РУ № РЗН 2014/1494 Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в сыворотке, плазме крови (латексный иммунотурбидиметрический метод) <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×40 мл 1×10 мл калибратор 1×3 мл
В-9501	С-реактивный белок-Ново (латекс) (вариант 1) РУ № РЗН 2015/2943 Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови латексным иммунотурбидиметрическим методом. <i>Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.</i>	1×40 мл 1×10 мл калибратор 1×1 мл
В-9530	СРБ-Ново (вариант 1)	1×45 мл, 1×5 мл, Калибратор: 1×1 мл Контрольный материал: Ур.1 – 1×1 мл, Ур.2 – 1×1 мл
В-9531	СРБ-Ново (вариант 2) РУ № РЗН 2017/6477 Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови (иммунотурбидиметрический метод). Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов.	2×45 мл 1×10 мл
В-9533	СРБ калибратор-Ново РУ № РЗН 2019/8632 Калибратор С-реактивного белка предназначен для проведения калибровки при определении концентрации С-реактивного белка (СРБ) набором реагентов «СРБ-Ново» производства АО «Вектор-Бест».	1×1 мл
КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
В-9519	Микроальбумин-Ново (вариант 6) РУ № РЗН 2015/2917 Набор контрольных образцов мочи двух уровней концентрации, аттестованный по альбумину иммунотурбидиметрическим методом.	1×1 мл 1×1 мл
В-9550	СРБ контроль-Ново РУ № РЗН 2019/8634 Набор контрольных материалов С-реактивного белка двух уровней концентрации. Предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении концентрации С-реактивного белка (СРБ) набором реагентов «СРБ-Ново» производства АО «Вектор-Бест».	1×1 мл 1×1 мл
В-9585	Ревматоидный контроль-Ново РУ № РЗН 2017/6380 Контрольный материал лиофилизированный на основе сыворотки крови человека, аттестованный по С-реактивному белку, ревматоидному фактору и антистрептолизину О, двух уровней концентрации	1×1 мл 1×1 мл
В-9588	Гликогемоглобин контроль-Ново РУ № РЗН 2017/6084 Набор контрольных материалов HbA1c для контроля определения HbA1c иммунотурбидиметрическим методом (лиофилизированный, двух уровней концентраций).	1×0,5 мл 1×0,5 мл

ПРИБОРЫ

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ «ПИКОН» (РОССИЯ)

- E-9295 Ридер УНИПЛАН** 1 шт.
 Автоматический фотометр для ИФА. Количественные и качественные измерения в формате 96-луночного планшета. Подключение к компьютеру и принтеру. Диапазон: 405–650 нм, 0,000–3,500 о.е. В комплекте: внешний принтер, светофильтры на 450 и 492 нм.
- E-9296 Вошер ПРОПЛАН** 1 шт.
 Автоматический промыватель планшетов и стрипов. Программирование, обработка и хранение данных. 35 программ, задаваемых пользователем. Шаг дозирования – 25 мкл.
 Неравномерность заливки – ± 2%.
 Остаток в лунке – не более 4%.
 Время промывки планшета – 60 сек.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ «BIOSAN» (ЛАТВИЯ)

- E-9350 PST-60HL плюс. Термошейкер** 1 шт.
 РУ ФС 2005/524
 Для двух 96-луночных иммунологических планшет с греющей крышкой и платформой. Режимы работы: термошейкер, инкубатор, шейкер.
- E-9351 PST-60HL4. Термошейкер** 1 шт.
 РУ № ФСЗ 2008/01398
 Для четырех 96-луночных иммунологических планшет с греющей крышкой и платформой. Режимы работы: термошейкер, инкубатор, шейкер.
- E-9352 «Аквамарин»** 1 шт.
 Автоматический промыватель планшет. 4 канала для промывочных растворов. 7 предустановленных программ отмывки, используемых в наборах реагентов производства АО «Вектор-Бест». Объем промывающего раствора: 25 — 1600 мкл на одну лунку. Возможность работы в режиме перелива (overflow), перекрестной отмывки. Остаточный объем жидкости после аспирации не более 2 мкл. Память прибора на 31 программу. Возможность использования любой емкости для промывающей жидкости. Функция дезинфекции прибора

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ «ТЕХНОМЕДИКА» (РОССИЯ)

- E-9343 БиАн** 1 шт.
 Программируемый биохимический анализатор (до 100 методик) с термостатируемой кюветой. Тип измерения: кинетика, конечная точка, фиксированное время. Длины волн: 340, 405, 492, 540, 580, 620 нм). Подключение внешних компьютера или принтера.
- E-9344 БЕЛУР 600** 1 шт.
 Анализатор общего белка в моче. Предназначен для количественного определения концентрации общего белка в моче методами с пирогаллоловым красным, Бредфорда, с сульфосалициловой кислотой.
- E-9345 МиниГЕМ +** 1 шт.
 Программируемый гемоглобинометр. Предназначен для количественного определения общего гемоглобина крови гемихромным и гемиглобинцианидным методами.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ «DYNEX» (США)

- E-9362 Лазурит** 1 шт.
 Автоматический иммуоферментный анализатор открытого типа. Количество планшетов: 2.
 Количество образцов: 100. Возможна дозагрузка образцов, реагентов, планшетов. Внесение образцов и реагентов одноразовыми наконечниками. Количество методик на 1 планшет: до 12. Управление внешним ПК. Русифицированное программное обеспечение. Диапазон измерения: 0 – 4,0 о.е. Спектральный диапазон: 400 – 700 нм. Контроль качества. Сканер штрих-кода.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ «I.S.E.S.R.L» (ИТАЛИЯ)

E-9368	MIURA Автоматический биохимический анализатор. Производительность: 300 фотометрических тестов в час, 500 тестов в час с ион-селективным блоком. 49 позиций для реагентов и 59 позиций для образцов. Охлаждение реагентов и образцов на борту анализатора. Автоматическая промывка кювет на борту анализатора. Встроенный считыватель штрих-кодов образцов и реагентов. Возможность работы с первичными пробирками. Встроенная программа контроля качества. Возможность двусторонней связи с ЛИС.	1 шт.
E-9369	MIURA 200 Автоматический биохимический анализатор. Производительность: 240 фотометрических тестов в час, 360 тестов в час с ион-селективным блоком. 31 позиция для реагентов и 49 позиций для образцов. Охлаждение реагентов и образцов на борту анализатора. Автоматическая промывка кювет на борту анализатора. Встроенный считыватель штрих-кодов образцов и реагентов. Возможность работы с первичными пробирками. Встроенная программа контроля качества. Возможность двусторонней связи с ЛИС.	1 шт.
E-9370	MIURA ONE Автоматический биохимический анализатор. Производительность: 120 фотометрических тестов в час, 180 тестов в час с ион-селективным блоком. 20 позиций для реагентов и 9 позиций для образцов. Охлаждение реагентов и образцов на борту анализатора. Автоматическая промывка кювет на борту анализатора. Встроенный считыватель штрих-кодов образцов и реагентов. Возможность работы с первичными пробирками. Встроенная программа контроля качества. Возможность двусторонней связи с ЛИС.	1 шт.
E-9371	MINITECNO Полуавтоматический биохимический анализатор (до 400 методик) с проточной кюветой. Тип измерения: кинетика, конечная точка, фиксированное время, дифференциальная методика. Длины волн: 340, 405, 510, 546, 578, 620 нм + 2 свободные позиции. Встроенная программа контроля качества. Встроенный термопринтер.	1 шт.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ «INSTRUMENTATION LABORATORY» (ИТАЛИЯ)

E-9372	TAURUS Автоматический биохимический анализатор. Производительность: 500 фотометрических тестов в час, 875 тестов в час с ион-селективным блоком. 96 позиций для реагентов и 100 позиций для образцов. Встроенный считыватель штрих-кодов образцов и реагентов. Возможность работы с первичными пробирками. Датчик сгустков с настраиваемой чувствительностью. Охлаждение реагентов на борту анализатора. Автоматическая промывка кювет на борту анализатора. Встроенная программа контроля качества. Возможность двусторонней связи с ЛИС. Автоматический запуск и отключение. Возможность соединения приборов модулем TWIN (производительность 1375 т/ч).	1 шт.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

E-9261	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (5–50 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9264	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (1–5 мл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9265	Дозатор механический 8-канальный с варьируемым объемом дозирования (5–50 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9266	Дозатор механический 8-канальный с варьируемым объемом дозирования (50–300 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9267	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (20–200 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9268	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100–1000 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9321	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (2–20 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9322	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (10–100 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9323	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (1–10 мл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9324	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (500–5000 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9325	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (20–200 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9326	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100–1000 мкл), (Sartorius Biohit, Финляндия)	1 шт.
E-9269	Наконечник для дозаторов «Биохит», нестерильный, без фильтра, стандартный, 1000–10000 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	250 шт.
E-9270	Наконечник для дозаторов «Биохит», нестерильный, без фильтра, стандартный, 350 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	1000 шт.
E-9271	Наконечник для дозаторов «Биохит», стерильный, с фильтром, стандартный, 10 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	96 шт.
E-9272	Наконечник для дозаторов «Биохит», нестерильный, без фильтра, стандартный, 200 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	1000 шт.
E-9276	Наконечник для дозаторов «Биохит», нестерильный, без фильтра, стандартный, 200 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	96 шт.
E-9274	Наконечник для дозаторов «Биохит», нестерильный, без фильтра, стандартный, 1000 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	400 шт.
E-9279	Наконечник для дозаторов «Биохит», нестерильный, без фильтра, стандартный, 1000 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	1000 шт.
E-9275	Наконечник для дозаторов «Биохит», нестерильный, без фильтра, удлиненный с широким отверстием, 5000 мкл, (Sartorius Biohit, Финляндия)	100 шт.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

E-9283	Микропробирки, V=1,5 мл типа «Eppendorf», неокрашенные («Sarstedt», Германия)	500 шт.
E-9346	Кюветы, для фотометров, внутренние размеры кюветы 10×4 мм, длина оптического пути 10 мм («Sarstedt», Германия)	1 упаковка (100 кювет)
E-9348	Мультикюветные кассеты Для биохимического полуавтоматического анализатора «Clima MC-15».	1 упаковка (100 шт.)
E-9449	Крышки к пробиркам в стрипах по 8 штук, выпуклая крышка	1 упаковка
E-9364	Наконечник для реактивов, для анализатора «Лазурит»	4×108 шт.
E-9365	Наконечник для образцов, для анализатора «Лазурит»	4×108 шт.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

- К-9603** Брошюра «Токсокароз»
Клиника, диагностика, лечение и профилактика токсокароза
- К-9607** Брошюра «ИФА-диагностика сифилиса»
Информационно-методическое пособие
- К-9618** Брошюра «Некоторые ошибки при постановке ИФА»
Методические рекомендации
- К-9623** Брошюра «Хламидийная инфекция у новорожденных детей»
Пособие для врачей
- К-9626** Брошюра «Гемихромный метод определения гемоглобина в крови»
Пособие для врачей. Москва 2002 г.
- К-9629** Брошюра «Вирусные инфекции беременных: патология плода и новорожденных»
Пособие для врачей
- К-9630** Брошюра «Трихинеллез»
Пособие для врачей
- К-9645** Брошюра «Эхинококкоз цистный (однокамерный). Клиника, диагностика, лечение, профилактика».
Информационно-методическое пособие
- К-9646** Брошюра «Вирус гепатита С: антигены вируса и реакция на них иммунной системы макроорганизма».
Информационно-методическое пособие
- К-9650** Брошюра «Папилломавирусная инфекция уrogenитального тракта женщин».
Информационно-методическое пособие.
- К-9652** Брошюра «Внутрилабораторный контроль качества неколичественных методов ИФА».
Информационно-методическое пособие.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Подписано в печать 29.10.2019. Бумага офсетная. Формат 60×90/8. Тираж 1800 экз.

Отдел оперативной печати АО «Вектор-Бест»
630117, г. Новосибирск-117, а/я 492