

ПЦР-диагностика COVID-19



Коронавирус SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) способен вызывать у человека острое респираторное инфекционное заболевание COVID-19 (COronaVirus Disease 2019, Код МКБ-10: B34.2, U07.1/U07.2). У большинства людей данная инфекция протекает в легкой форме, однако, у части пациентов могут развиваться тяжелые осложнения: пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, септический шок. Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом real-time ПЦР является самым достоверным и быстрым способом диагностики COVID-19.

РеалБест РНК SARS-CoV-2

РУ №РЗН 2020/9896

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

- Рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные
- Выпускается в виде готовой лиофилизированной смеси для ОТ-ПЦР
- Не требует отдельной процедуры ревертирования
- Предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами CFX96 («Bio-Rad», США); ДТпрайм (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия)
- Хранение всех компонентов набора осуществляется при температуре 2-8 °С; допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток

Технология «РеалБест» для выявления SARS-CoV-2



Мазок со слизистой носа и задней стенки глотки



С-8885 «Транспортный раствор»



Пробоподготовка Ручная С-8896 «РеалБест экстракция 100»
Автоматическая С-8883 «РеалБест УниМаг»



Аmplификация
Высокая производительность благодаря готовой реакционной смеси и планшетному формату



Интерпретация
Анализ и учет полученных результатов в автоматическом режиме

С-8885 €€	Транспортный раствор РУ № РЗН 2017/6004	200 пробирок по 1000 мкл
С-8896 €€	РеалБест экстракция 100 РУ № РЗН 2014/1423 Для выделения ДНК и РНК	48 тестов (8x6 проб)
С-8883 €€	РеалБест УниМаг РУ № РЗН 2017/5985 Для выделения ДНК и РНК	96 тестов (4x24 пробы)
Д-5580 €€	РеалБест РНК SARS-CoV-2 РУ №РЗН 2020/9896	96 тестов

АО «Вектор-Бест»

630117, Новосибирск-117, а/я 492
(383) 332-81-34
vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Представительства:

Москва: (495) 710-76-96
Санкт-Петербург: (812) 495-55-99
Ростов-на-Дону: (863) 295-13-19
Уфа: (347) 246-23-34

Екатеринбург: (343) 372-90-50
Нижний Новгород: (831) 270-48-53
Хабаровск: (4212) 335-946
Киев: (044) 338-04-04