



Точная диагностика -
эффективное лечение!

Новый набор реагентов
производства ЗАО «Вектор-Бест»!

ЛИА-Блот-ВИЧ-1,2 БЕСТ

РУ № РЗН 2015/2524

№ по Каталогу: D-0160

**для подтверждения наличия антител
к антигенам ВИЧ 1 и 2 типов методом иммунного блоттинга
(в формате линейного иммуноанализа - ЛИА)**



- » Диагностические чувствительность и специфичность (по результатам клинических испытаний) – 100%
- » Дифференциальная диагностика ВИЧ-1 и ВИЧ-2 инфекций
- » Дробное использование набора (стрип-полоски)
- » Возможность проведения анализа на автоматических анализаторах
- » Контроль специфичности
- » Контроль правильности проведения анализа
- » Количество определений (включая контроли) – 24
- » Время исследования – 3 часа или 19 часов
- » Исследуемый образец – сыворотка (плазма) крови, 10 или 20 мкл
- » Срок годности набора – 12 месяцев (при 2-8°C)

ЗАО «Вектор-Бест»

Новосибирск, а/я 492

т/ф: (383) 227-73-60, 332-81-34

vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

